

Vialka krimpovací, velmi malé objemy, Popis: Čirá, kónické dno, Objem [ml]: 0,2, Balení [ks]: 100

- objem 0,2 ml s kónickým dnem
- objem 0,3 ml s kulatým dnem
- krimpovací (k nasazení víčka na vialku se používají [krimpovací kleště](#))
- čiré borosilikátové sklo
- vnější rozměry: 6 x 32 mm
- pro víčka 8 mm (víčka se objednávají samostatně)
- kompatibilní s autosamplery PerkinElmer ISS-100 nebo ISS-200 (pro ISS-200 je nutno použít pomocný adaptér)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 086 323	Čirá, kónické dno	0,2	100	3-4 týdny	611 Kč
150 330 086 329	Čirá, kulaté dno	0,3	100	3-4 týdny	638 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

8mm stříbrná hliníková krimpovací víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 400 811	Hliníková krimpovací 8mm víčka se septy PTFE/guma	200	3-4 týdny	255 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.