

## Vialka skladovací včetně víčka

- objem: 5, 10, 15, 20, 30 nebo 50 ml
- šroubovací z čirého skla
- včetně bílého víčka ND18 nebo ND25 (dle objemu)
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- vhodná pro skladování vzorků
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, součástí dodávky jsou i víčka (balená samostatně, tj. nejsou nasazena na vialky)



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 210 541	5	Čirá	20 x 41	ND18	100	Skladem, do 1 týdne	938 Kč
150 951 210 542	10	Čirá	20 x 55	ND18	100	Skladem, do 1 týdne	1 015 Kč
150 951 211 543	15	Čirá	27 x 45	ND25	100	2-3 týdny	1 095 Kč
150 951 212 050	20	Čirá	27 x 50	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 190 Kč
150 951 213 075	30	Čirá	27 x 75	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 313 Kč
150 951 215 090	50	Čirá	30 x 90	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 635 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*