

Vialka šroubovací, EPA, ND24

Novinka

- objem: 20, 30, 40 nebo 60 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- hrdlo se závitem 24-400, ploché dno
- bez víčka
- oblast použití: analýzy EPA
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific a Varian
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
 - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
 - plná plastová (PP) víčka s pevně vloženými septy bílý silikon/běžový PTFE - septa nelze z víčka vyjmout (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem (Ø 15 mm) a nasazenými septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
 - plná plastová (PP) víčka s nasazenými septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem (Ø 15 mm) a nasazenými septy silikon/běžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plná plastová (PP) víčka s nasazenými septy silikon/běžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)



Vialky EPA, ND24

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 211	Čirá	20	27,5 x 57	100	1-2 týdny	696 Kč
150 647 631 988	Hnědá	20	27,5 x 57	100	1-2 týdny	1 058 Kč
150 647 615 411	Čirá	30	27,5 x 72,5	100	1-2 týdny	844 Kč
150 647 632 370	Hnědá	30	27,5 x 72,5	100	1-2 týdny	1 152 Kč
150 647 663 215	Čirá	40	27,5 x 95	100	1-2 týdny	774 Kč
150 647 663 216	Hnědá	40	27,5 x 95	100	1-2 týdny	958 Kč
150 647 663 217	Čirá	60	27,5 x 140	100	1-2 týdny	1 303 Kč
150 647 616 902	Hnědá	60	27,5 x 140	100	3-4 týdny	2 386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND24

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 702 059	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, s pevně vloženými septy bílý silikon/běžový PTFE (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	4-6 týdnů	1 025 Kč
150 647 664 004	Plastová šroubovací víčka ND24 s otvorem, se septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 118 Kč
150 647 664 005	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, se septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	931 Kč
150 647 612 151	Plastová šroubovací víčka ND24 s otvorem, se septy silikon/běžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 735 Kč
150 647 616 000	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, se septy silikon/běžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 478 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.