

## Vialka šroubovací, objem 4 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 13-425/ND13
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 15 x 45 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 041 133	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	379 Kč
150 330 411 333	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	430 Kč
150 330 411 313	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	461 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Polypropylenová šroubovací víčka ND13 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 013 023	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	693 Kč
150 330 130 213	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	983 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Náhradní septa pro víčka ND13

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 604 653	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	100	3-4 týdny	639 Kč
150 330 604 654	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	1000	3-4 týdny	5 195 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*