

## Vialka šroubovací, úzkohrdlá, objem 2 ml

- úzkohrdlá, šroubovací, závit 8-425/ND8
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 12 x 32 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro použití [skleněných vloček/insertů](#) (objednávají se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 340 131	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	265 Kč
150 333 401 315	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	284 Kč
150 330 340 132	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	303 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Polypropylenová šroubovací víčka ND8 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 680 023	Plastová víčka ND8 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	552 Kč
150 330 680 024	Plastová víčka ND8 se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	4 956 Kč
150 330 800 213	Plastová víčka ND8 se septy PTFE/silikon, pre-slit	100	3-4 týdny	877 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Náhradní septa pro víčka ND8

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 337 603 153	Septa 8 mm PTFE/silikon pro víčka ND8	100	3-4 týdny	426 Kč
150 337 603 154	Septa 8 mm PTFE/silikon pro víčka ND8	1000	3-4 týdny	3 982 Kč
150 336 031 513	Septa 8 mm PTFE/silikon, pre-slit, pro víčka ND8	100	3-4 týdny	691 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*