

## VIALKY KRIMPOVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Vialky krimpovací

### Vialka krimpovací, velmi malé objemy

- objem 0,2 ml s kónickým dnem
- objem 0,3 ml s kulatým dnem
- krimpovací (k nasazení víčka na vialku se používají [krimpovací kleště](#))
- čiré borosilikátové sklo
- vnější rozměry: 6 x 32 mm
- pro víčka 8 mm (víčka se objednávají samostatně)
- kompatibilní s autosamplery PerkinElmer ISS-100 nebo ISS-200 (pro ISS-200 je nutno použít pomocný adaptér)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 086 323	Čirá, kónické dno	0,2	100	3-4 týdny	611 Kč
150 330 086 329	Čirá, kulaté dno	0,3	100	3-4 týdny	771 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### 8mm stříbrná hliníková krimpovací víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 400 811	Hliníková krimpovací 8mm víčka se septy PTFE/guma	200	3-4 týdny	301 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Vialka krimpovací, objem 2 ml

- maximální objem plnění: 1,8 ml
- širokohrdlá s plochým dnem
- krimpovací (k nasazení víčka na vialku se používají [krimpovací kleště](#))
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- vnější rozměry: 12 x 32 mm
- pro víčka 11 mm (víčka se objednávají samostatně)
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů (objednávají se samostatně - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat)
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů pracujících s vialkami 12 x 32 mm
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 381 233	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	191 Kč
150 333 812 333	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	266 Kč
150 333 812 313	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	276 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### 11mm stříbrná hliníková krimpovací víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 333 819 223	Hliníková 11mm víčka se septy GC PTFE/červená guma	100	3-4 týdny	238 Kč
150 330 381 123	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon	100	4-6 týdnů	380 Kč
150 330 381 124	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	3 420 Kč
150 330 069 123	Hliníková 11mm víčka se septy GC PTFE/oranžový silikon	100	3-4 týdny	289 Kč
150 330 069 124	Hliníková 11mm víčka se septy GC PTFE/oranžový silikon	1000	3-4 týdny	1 983 Kč
150 330 071 123	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon, pre-slit	100	3-4 týdny	414 Kč
150 330 071 124	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon, pre-slit	1000	3-4 týdny	3 755 Kč
150 333 812 123	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon/PTFE	100	3-4 týdny	1 023 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Vialka krimpovací čirá, různé objemy

- objem: 1, 5, 10, 20, 25 a 100 ml
- čiré borosilikátové sklo I. hydrolytická třída (kromě objemu 100 ml)
- čiré sodnovápenaté sklo (III. hydrolytická třída) (objem 100 ml)
- ploché dno
- krimpovací (k nasazení víčka na vialku se používají [krimpovací kleště](#))
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v balení po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Kompatibilita s autosamplery		
Objem	Rozměry	Kompatibilita
5,0 ml	22 x 38 mm	s autosamplery Carlo-Erba, typ HS 250
10,0 ml	23 x 47 mm	s autosamplery Carlo-Erba, typ HS 250

10,0 ml	22 x 45 mm	s autosamplery DANI
20,0 ml	23 x 75 mm	s autosamplery Perkin-Elmer, typ 740 a 745

### Vialky krimpovací s plochým dnem a vyhnutým okrajem dle DIN 58366, část 1

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Pro víčko o průměru [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 240 001	1,0	11 x 32	11	100	2-3 týdny	365 Kč
150 951 240 005	5,0	20 x 38	20	100	2-3 týdny	500 Kč
150 951 240 012	10,0	20 x 55	20	100	2-3 týdny	642 Kč
150 951 240 025	25,0	30 x 65	20	100	2-3 týdny	1 333 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Vialky krimpovací s plochým dnem a vyhnutým okrajem

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Pro víčko o průměru [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 240 006	5,0	22 x 38	20	100	Kontaktujte nás	
150 951 240 010	10,0	23 x 47	20	100	Kontaktujte nás	
150 951 240 011	10,0	22 x 45	20	100	Skladem, do 1 týdne	1 010 Kč
150 951 240 020	20,0	23 x 75	20	100	2-3 týdny	813 Kč
150 642 090 343	100,0	51,6 x 94,5	20	88	3-4 týdny	1 403 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 242 011	Hliníková 11mm krimpovací víčka se septy PTFE/pryž	100	2-3 týdny	327 Kč
150 951 242 020	Hliníková 20mm krimpovací víčka se septy PTFE/pryž	100	2-3 týdny	1 582 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 150 951 240 011	Vialka krimpovací čírá, různé objemy, Objem [ml]: 10,0, Rozměry [mm]: 22 x 45, Pro víčko o průměru [mm]:20	Nové	1 bal.	<del>1 010 Kč</del> <b>909 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*