

VIALKY ŠROUBOVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Vialky šroubovací

Vialka skladovací včetně víčka

- objem: 5, 10, 15, 20, 30 nebo 50 ml
- šroubovací z čirého skla
- včetně bílého víčka ND18 nebo ND25 (dle objemu)
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- vhodná pro skladování vzorků
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, součástí dodávky jsou i víčka (balená samostatně, tj. nejsou nasazena na vialky)



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 210 541	5	Čirá	20 x 41	ND18	100	2-3 týdny	938 Kč
150 951 210 542	10	Čirá	20 x 55	ND18	100	Skladem, do 1 týdne	1 015 Kč
150 951 211 543	15	Čirá	27 x 45	ND25	100	2-3 týdny	1 095 Kč
150 951 212 050	20	Čirá	27 x 50	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 190 Kč
150 951 213 075	30	Čirá	27 x 75	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 313 Kč
150 951 215 090	50	Čirá	30 x 90	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 635 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka skladovací bez víčka, různé objemy

- objem: 1,5, 2, 4, 8, 12 nebo 16 ml
- šroubovací
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- vhodná pro skladování vzorků
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175	1,5	Čirá	11,6 x 32	ND8	100	1-2 týdny	274 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 163	1,5	Hnědá	11,6 x 32	ND8	100	1-2 týdny	295 Kč
150 332 799 911	2	Hnědá	12 x 32	ND8	100	1 bal.	711 Kč
150 647 613 421	4	Čirá	14,7 x 45	ND13	100	1-2 týdny	386 Kč
150 647 603 252	4	Hnědá	14,7 x 45	ND13	100	1-2 týdny	422 Kč
150 647 616 898	8	Čirá	16,6 x 61	ND15	100	1-2 týdny	615 Kč
150 647 618 935	8	Hnědá	16,6 x 61	ND15	100	4-6 týdnů	609 Kč
150 647 616 655	12	Čirá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	547 Kč
150 647 618 936	12	Hnědá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	806 Kč
150 330 181 078	16	Čirá	20,6 x 71	ND18	100	4-6 týdnů	697 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou na vnitřní straně (nevyžadují septum)

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 331 408 762	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND8	100	4-6 týdnů	537 Kč
150 330 702 052	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND13	100	4-6 týdnů	644 Kč
150 331 415 638	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND15	100	4-6 týdnů	482 Kč
150 332 781 518	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND18	100	4-6 týdnů	874 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 780 715	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND15	100	4-6 týdnů	215 Kč
150 332 780 718	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND18	100	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 799 515	Septa PTFE/silikon pro víčka ND15, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	821 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 799 518	Septa PTFE/silikon pro víčka ND18, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	1 066 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 150 332 799 911	Vialka skladovací bez víčka, různé objemy, Objem [ml]: 2, Popis: Hnědá, Rozměry [mm]: 12 x 32, Závít: ND8, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	711 Kč 533 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, úzkohrdlá, ND8

Novinka Sleva 10 % Narozeninová akce LABOREXPO 2026

Sleva platí do 9. 7. 2026

Sleva platí i na širokohrdlé šroubovací vialky.

- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- úzké hrdlo se závitem 8-425, ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- oblast použití: aplikace GC a HPLC
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Beckman, Shimadzu, Spark, Varian a VWR/Hitachi
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
 - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
 - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
 - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy **pre-slit** bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
 - inserty z čírého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm



- ■ ■ inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm

Vialky ND8

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175 1	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	274-Kč 247 Kč
150 647 613 087	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	290-Kč 261 Kč
150 337 613 388	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	315-Kč 284 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND8

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 612 928	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	297-Kč 267 Kč
150 646 802 991	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	400-Kč 360 Kč
150 647 604 778	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	459-Kč 413 Kč
150 647 614 038	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy pre-slit bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 070-Kč 963 Kč
150 647 621 679	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	744-Kč 670 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 616 845	Inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm	1000	1-2 týdny	2 412-Kč 2 171 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 614 073	Inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm	1000	3-4 týdny	9 390 Kč 8 451 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, širokohrdlá, ND9 s krátkým závitem

Novinka Sleva 10 % Narozeninová akce LABOREXPO 2026

Sleva platí do 9. 7. 2026

Sleva platí i na [úzkohrdlé](#) šroubovací vialky.



- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo
- široké hrdlo s krátkým závitem (short thread), ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian a Waters
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
 - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
 - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)
 - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/běžový PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
 - inserty z čirého skla (I. hydrolytická třída), 12mm kónické dno, využitelný objem 300 µl, rozměry 6 x 31 mm
 - Inserty z čirého skla (I. hydrolytická třída), kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 250 µl, rozměry 5,7 x 29 mm
 - obě varianty jsou vhodné i pro vialky ND10 a ND11

Vialky ND9 s krátkým závitem

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 231	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	245-Kč 221 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 232	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	265-Kč 239 Kč
150 337 645 571	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	315-Kč 284 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND9 s krátkým závitem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 240	Plastová šroubovací víčka ND9 s otvorem, se septy červená guma/transparentní PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)	100	1-2 týdny	317-Kč 285 Kč
150 647 646 874	Plastová šroubovací víčka ND9 plná, se septy červená guma/béžový PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)	100	3-4 týdny	504-Kč 454 Kč
150 647 663 241	Plastová šroubovací víčka ND9 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	321-Kč 289 Kč
150 647 633 658	Plastová šroubovací víčka ND9 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	638-Kč 574 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 929	Inserty z čírého skla, 12mm kónické dno, využitelný objem 300 µl, rozměry 31 x 6 mm	1000	1-2 týdny	2 448-Kč 2 203 Kč
150 647 614 088	Inserty z čírého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 250 µl, rozměry 29 x 5,7 mm	1000	1-2 týdny	7 187-Kč 6 468 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, širokohrdlá, objem 1,5 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 10-425/ND10
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 11,6 x 32 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů (objednávají se samostatně - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 640 090 743	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	400 Kč
150 640 091 196	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	720 Kč
150 640 091 197	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	Skladem, do 1 týdne	455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Polypropylenová šroubovací víčka ND10 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 610 023	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	658 Kč
150 330 610 024	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	6 265 Kč
150 330 100 213	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	1 417 Kč
150 330 100 214	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	1000	4-6 týdnů	6 945 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro víčka ND10

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 603 753	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	100	4-6 týdnů	616 Kč
150 330 603 754	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	1000	4-6 týdnů	4 956 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, objem 4 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 13-425/ND13
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 15 x 45 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 041 133	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	379 Kč
150 330 411 333	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	430 Kč
150 330 411 313	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	461 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Polypropylenová šroubovací víčka ND13 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 013 023	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	693 Kč
150 330 130 213	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	983 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro víčka ND13

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 604 653	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	100	3-4 týdny	639 Kč
150 330 604 654	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	1000	3-4 týdny	5 195 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, EPA, ND24

Novinka

- objem: 20, 30, 40 nebo 60 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- hrdlo se závitem 24-400, ploché dno
- bez víčka
- oblast použití: analýzy EPA
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific a Varian
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
 - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
 - plná plastová (PP) víčka s pevně vloženými septy bílý silikon/běžový PTFE - septa nelze z víčka vyjmout (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem (Ø 15 mm) a nasazenými septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
 - plná plastová (PP) víčka s nasazenými septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
 - plastová (PP) víčka s otvorem (Ø 15 mm) a nasazenými septy silikon/běžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
 - plná plastová (PP) víčka s nasazenými septy silikon/běžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)



Vialky EPA, ND24

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 211	Čirá	20	27,5 x 57	100	1-2 týdny	696 Kč
150 647 631 988	Hnědá	20	27,5 x 57	100	1-2 týdny	1 058 Kč
150 647 615 411	Čirá	30	27,5 x 72,5	100	1-2 týdny	844 Kč
150 647 632 370	Hnědá	30	27,5 x 72,5	100	1-2 týdny	1 152 Kč
150 647 663 215	Čirá	40	27,5 x 95	100	1-2 týdny	774 Kč
150 647 663 216	Hnědá	40	27,5 x 95	100	1-2 týdny	958 Kč
150 647 663 217	Čirá	60	27,5 x 140	100	1-2 týdny	1 303 Kč
150 647 616 902	Hnědá	60	27,5 x 140	100	3-4 týdny	2 386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND24

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 702 059	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, s pevně vloženými septy bílý silikon/běžový PTFE (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	4-6 týdnů	1 025 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 664 004	Plastová šroubovací víčka ND24 s otvorem, se septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 118 Kč
150 647 664 005	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, se septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	931 Kč
150 647 612 151	Plastová šroubovací víčka ND24 s otvorem, se septy silikon/béžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 735 Kč
150 647 616 000	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, se septy silikon/béžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 478 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka Headspace, šroubovací

- objem: 10 nebo 20 ml
- šroubovací, přesný závit "precision thread" ND18
- čiré nebo hnědé sklo, 1. hydrolytická třída
- bez víčka (plná víčka se septy, nebo víčka s otvorem a septy se objednávají samostatně)
- vhodná pro mikroextrakce na pevné fázi (MEPS), kompatibilní s většinou Headspace autosamplerů (CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu a Agilent)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Vialky Headspace

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 815	10	Čirá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	709 Kč
150 647 616 895	10	Hnědá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	741 Kč
150 647 630 303	20	Čirá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	761 Kč
150 647 621 127	20	Hnědá	22,5 x 75,5	ND18	100	1-2 týdny	902 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Magnetická víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 717	Magnetická víčka ND18 s otvorem a septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 037 Kč
150 647 622 171	Magnetická víčka ND18 plná, se septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 257 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.