

VIALKY ŠROUBOVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Vialky šroubovací

Vialka skladovací včetně víčka

- objem: 5, 10, 15, 20, 30 nebo 50 ml
- šroubovací z čirého skla
- včetně bílého víčka ND18 nebo ND25 (dle objemu)
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- vhodná pro skladování vzorků
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, součástí dodávky jsou i víčka (balená samostatně, tj. nejsou nasazena na vialky)



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 210 541	5	Čirá	20 x 41	ND18	100	Skladem	938 Kč
150 951 210 542	10	Čirá	20 x 55	ND18	100	Skladem	993 Kč
150 951 211 543	15	Čirá	27 x 45	ND25	100	2-3 týdny	1 070 Kč
150 951 212 050	20	Čirá	27 x 50	ND25	100	Skladem	1 165 Kč
150 951 213 075	30	Čirá	27 x 75	ND25	100	Skladem	1 313 Kč
150 951 215 090	50	Čirá	30 x 90	ND25	100	Skladem	1 635 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka skladovací bez víčka, různé objemy

- objem: 1,5, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 30 nebo 40 ml
- šroubovací
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- vhodná pro skladování vzorků
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175	1,5	Čirá	11,6 x 32	ND8	100	4-6 týdnů	274 Kč
150 647 615 163	1,5	Hnědá	11,6 x 32	ND8	100	1-2 týdny	295 Kč
150 332 799 911	2	Hnědá	12 x 32	ND8	100	Skladem	711 Kč
150 330 279 992	4	Čirá	15 x 45	ND13	100	4-6 týdnů	694 Kč
150 332 799 921	4	Hnědá	14,7 x 45	ND13	100	4-6 týdnů	436 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 616 898	8	Čirá	16,6 x 61	ND15	100	1-2 týdny	560 Kč
150 647 618 935	8	Hnědá	16,6 x 61	ND15	100	4-6 týdnů	579 Kč
150 647 616 655	12	Čirá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	547 Kč
150 647 618 936	12	Hnědá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	623 Kč
150 330 181 078	16	Čirá	20,6 x 71	ND18	100	4-6 týdnů	697 Kč
150 647 663 211	20	Čirá	27,5 x 57	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	696 Kč
150 647 631 988	20	Hnědá	27,5 x 57	ND24 (EPA)	100	4-6 týdnů	1 058 Kč
150 647 615 411	30	Čirá	27,5 x 72,5	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	844 Kč
150 647 632 370	30	Hnědá	27,5 x 72,5	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	1 059 Kč
150 647 663 215	40	Čirá	27,5 x 95	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	774 Kč
150 647 663 216	40	Hnědá	27,5 x 95	ND24 (EPA)	100	4-6 týdnů	958 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou na vnitřní straně (nevyžadují septum)

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 331 408 762	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND8	100	4-6 týdnů	537 Kč
150 330 702 052	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND13	100	4-6 týdnů	644 Kč
150 331 415 638	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND15	100	4-6 týdnů	482 Kč
150 332 781 518	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND18	100	4-6 týdnů	874 Kč
150 332 781 520	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND20	100	4-6 týdnů	1 163 Kč
150 330 702 059	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND24	100	4-6 týdnů	1 025 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 780 715	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND15	100	4-6 týdnů	206 Kč
150 332 780 718	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND18	100	Kontaktujte nás	
150 332 780 720	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND20	100	4-6 týdnů	304 Kč

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 780 724	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND24	100	4-6 týdnů	320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 799 515	Septa PTFE/silikon pro víčka ND15, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	785 Kč
150 332 799 518	Septa PTFE/silikon pro víčka ND18, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	1 017 Kč
150 332 799 520	Septa PTFE/silikon pro víčka ND20, tloušťka 2,5 mm	100	Kontaktujte nás	
150 332 799 526	Septa PTFE/silikon pro víčka ND24, tloušťka 3,2 mm	100	4-6 týdnů	1 268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 150 332 799 911	Vialka skladovací bez víčka, různé objemy, Objem [ml]: 2, Popis: Hnědá, Rozměry [mm]: 12 x 32	Nové	1 bal.	711 Kč 533 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, úzkohrdlá, objem 2 ml

- úzkohrdlá, šroubovací, závit 8-425/ND8
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 12 x 32 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro použití [skleněných vložek/insertů](#) (objednávají se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 340 131	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	265 Kč
150 333 401 315	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	284 Kč
150 330 340 132	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	303 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Polypropylenová šroubovací víčka ND8 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 680 023	Plastová víčka ND8 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	552 Kč
150 330 680 024	Plastová víčka ND8 se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	4 956 Kč
150 330 800 213	Plastová víčka ND8 se septy PTFE/silikon, pre-slit	100	3-4 týdny	877 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro víčka ND8

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 337 603 153	Septa 8 mm PTFE/silikon pro víčka ND8	100	3-4 týdny	426 Kč
150 337 603 154	Septa 8 mm PTFE/silikon pro víčka ND8	1000	3-4 týdny	3 982 Kč
150 336 031 513	Septa 8 mm PTFE/silikon, pre-slit, pro víčka ND8	100	3-4 týdny	691 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, širokohrdlá, objem 1,5 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 10-425/ND10
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 11,6 x 32 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro použití [skleněných vložek/insertů](#) (objednávají se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 640 090 743	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	357 Kč
150 640 091 196	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	378 Kč
150 640 091 197	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	405 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Polypropylenová šroubovací víčka ND10 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 610 023	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	658 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 610 024	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	6 265 Kč
150 330 100 213	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	1 203 Kč
150 330 100 214	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	1000	4-6 týdnů	6 945 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro víčka ND10

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 603 753	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	100	4-6 týdnů	616 Kč
150 330 603 754	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	1000	4-6 týdnů	4 956 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, objem 4 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 13-425/ND13
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 15 x 45 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 041 133	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	379 Kč
150 330 411 333	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	430 Kč
150 330 411 313	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	461 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Polypropylenová šroubovací víčka ND13 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 013 023	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	693 Kč
150 330 130 213	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	983 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro víčka ND13

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 604 653	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	100	3-4 týdny	639 Kč
150 330 604 654	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	1000	3-4 týdny	5 195 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, typ ROBO

- širokohrdlá, šroubovací
- pro víčka 9 mm (víčka se objednávají samostatně)
- čiré nebo hnědé sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 12 x 32 mm
- typ ROBO (kompatibilní s většinou automatických dávkovačů)
- vhodná pro použití [skleněných vložek/insertů](#) (objednávají se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



i V naší nabídce najdete i variantu šroubovacích vialek typu ROBO se zabudovaným skleněným insertem.

Vialka šroubovací typ ROBO, objem 2 ml

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 121 933	Čirá s ploškou na popis	2	100	3-4 týdny	241 Kč
150 330 121 913	Hnědá s ploškou na popis	2	100	3-4 týdny	274 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací typ ROBO se zabudovaným insertem, objem 0,3 nebo 0,35 ml

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 091 232	Čirá se zabudovaným insertem	0,3	100	3-4 týdny	1 826 Kč
150 330 300 342	Hnědá se zabudovaným insertem	0,35	100	4-6 týdnů	2 841 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

9mm polypropylenová šroubovací víčka typu ROBO s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 799 223	9mm plastová víčka se septy PTFE/guma	100	3-4 týdny	410 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 079 123	9mm plastová víčka se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	275 Kč
150 330 079 124	9mm plastová víčka se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	2 625 Kč
150 337 971 123	9mm plastová víčka se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	266 Kč
150 337 971 124	9mm plastová víčka se septy PTFE/silikon pre-slit	1000	3-4 týdny	3 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro 9mm víčka typu ROBO

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 009 123	Septa 9 mm PTFE/silikon	100	3-4 týdny	363 Kč
150 330 009 124	Septa 9 mm PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	3 212 Kč
150 330 092 123	Septa 9 mm PTFE/silikon/PTFE	100	4-6 týdnů	432 Kč
150 330 092 124	Septa 9 mm PTFE/silikon/PTFE	1000	4-6 týdnů	3 766 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka Headspace, šroubovací

- objem: 10 nebo 20 ml
- šroubovací, přesný závit "precision thread" ND18
- čiré nebo hnědé sklo, 1. hydrolytická třída
- bez víčka (plná víčka se septy, nebo víčka s otvorem a septy se objednávají samostatně)
- vhodná pro mikroextrakce na pevné fázi (MEPS), kompatibilní s většinou Headspace autosamplerů (CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu a Agilent)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Vialky Headspace

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 815	10	Čirá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	709 Kč
150 647 616 895	10	Hnědá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	741 Kč
150 647 630 303	20	Čirá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	760 Kč
150 647 621 127	20	Hnědá	22,5 x 75,5	ND18	100	1-2 týdny	902 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Magnetická víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 717	Magnetická víčka ND18 s otvorem a septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	4-6 týdnů	1 037 Kč
150 647 622 171	Magnetická víčka ND18 plná, se septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 144 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka EPA

- objem 20 nebo 40 ml
- šroubovací, závit 24-400/ND24
- čiré nebo hnědé sklo
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro odběr vzorků dle požadavků EPA
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 792 046	20	Čirá bez plošky na popis	28 x 57	100	3-4 týdny	1 189 Kč
150 332 792 146	20	Hnědá bez plošky na popis	28 x 57	100	3-4 týdny	1 410 Kč
150 332 795 046	40	Čirá bez plošky na popis	28 x 95	100	3-4 týdny	1 575 Kč
150 332 795 146	40	Hnědá bez plošky na popis	28 x 95	100	3-4 týdny	1 704 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 795 011	Plastová víčka ND24 s otvorem, bez sept	100	3-4 týdny	304 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 223 323	Septa PTFE/silikon pro víčka ND24	100	3-4 týdny	1 268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.