

VIALKY ZAMAČKÁVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Vialky zamačkávací

Vialka Shell včetně plastové zátka

- objem: 1 ml
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo (I. hydrolytická třída) nebo polypropylen
- polyethylenová zátka
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 677 195	Skleněná čirá	1	40 x 8,2	100	1-2 týdny	400 Kč
150 647 618 925	Skleněná hnědá	1	40 x 8,2	100	4-6 týdnů	702 Kč
150 647 654 498	Polypropylenová	1	40 x 8	100	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

chromservis

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 333 401 596	Skleněná čirá	1	200	Kontaktujte nás	
150 333 401 599	Skleněná hnědá	1	200	4-6 týdnů	819 Kč
150 640 342 194	Polypropylenová	1	100	4-6 týdnů	473 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.