

Víko a vložka s otvory k ultrazvukovým čističkám Elma Elmasonic

Víka, nebo závěsné vložky, se dvěma nebo čtyřmi otvory umožňují současné čištění předmětů různými roztoky. Do otvorů se zavěšují různé typy nádobek.



- kompatibilní s ultrazvukovými čističkami Elmasonic [Easy](#), [P](#), [Select](#) a [Xtra](#)
- víko se 2 otvory
- závěsná vložka se 2 otvory
- závěsná vložka se 4 otvory
- vložka se 2 otvory k zavěšení do koše
- plastový BD Steribox s vyjímatelným sítkem a otvorem ve víčku; lze použít zavěšený ve vložce s otvory nebo přímo v koši ultrazvukové čističky
- plastové kelímky s víčkem; lze je použít zavěšené ve vložce s otvory nebo přímo v koši ultrazvukové čističky typu 10
- skleněné kádinky; lze je použít zavěšené ve vložce s otvory nebo přímo v koši ultrazvukové čističky
- plastové nebo nerezové ponorné koše; lze je použít zavěšené ve vložce s otvory, ponořené ve skleněné kádince nebo přímo v koši ultrazvukové čističky

Technické údaje vík se 2 otvory a jejich kompatibilita s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

Typ víka	10	30	40	80	100	120	60	150	180	300
Průměr otvorů	85 mm	95 mm				95 mm				
Vnější průměr pryžového kroužku	100 mm	100 mm				100 mm				
Vnější rozměry (š x h x v)	210 x 105 x 10 mm	270 x 170 x 15 mm				330 x 180 x 15 mm				
Typ čističky	10	30	40	80	100	120	60	150	180	300
Elmasonic Easy	1x	1x	1x		2x	2x	1x		2x	3x
Elmasonic Select		1x	1x	2x	2x	2x	1x	3x	2x	3x
Elmasonic P		1x				2x	1x		2x	3x
Elmasonic Xtra			1x			2x	1x		2x	3x

Technické údaje závěsných vložek se 2 otvory a jejich kompatibilita s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

Typ vložky	30	40	60
Průměr otvorů	65 a 90 mm		95 mm
Vnější průměr pryžového kroužku	70 a 100 mm		100 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	285 x 110 x 35 mm		350 x 110 x 35 mm

Typ čističky	30	40	60
Elmasonic Easy	•	•	•
Elmasonic Select	•	•	•
Elmasonic P	•		•
Elmasonic Xtra		•	•

Technické údaje závěsných vložek se 4 otvory a jejich kompatibilita s ultrazvukovými čističkami Elmasonic

Typ vložky	80	100	120	180
Průměr otvorů	95 mm	95 mm		95 mm
Vnější průměr pryžového kroužku	100 mm	100 mm		100 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	550 x 130 x 40 mm	350 x 230 x 40 mm		380 x 230 x 35 mm
Typ čističky	80	100	120	180
Elmasonic Easy		•	•	•
Elmasonic Select	•	•	•	•
Elmasonic P		•	•	•
Elmasonic Xtra			•	•

Technické údaje vložek se 2 otvory a jejich kompatibilita s koši do ultrazvukových čističek Elmasonic

Typ vložky	150	180	300
Průměr otvorů	95 mm		
Vnější průměr pryžového kroužku	100 mm		
Vnější rozměry (š x h x v)	260 x 110 x 20 mm		
Typ koše	150	180	300
Typ čističky	150	180	300
Elmasonic Easy		2x	3x
Elmasonic Select	3x	2x	3x
Elmasonic P		2x	3x
Elmasonic Xtra		2x	3x

Technické údaje plastového BD Steriboxu

Objem	max. 300 ml
Vnitřní rozměry (Ø x h)	75 x 55 mm
Vnitřní rozměry se sítkem (Ø x h)	70 x 45 mm
Rozměry ok sítka	1,8 x 1,8 mm
Vnější rozměry (Ø x v)	95 x 85 mm
Průměr otvoru ve víčku	10 mm

Technické údaje plastových kelímků s víčkem	
Objem	max. 220 ml
Vnější průměr	75 mm
Vnější rozměry (š x h x v)	95 x 90 x 55 mm
Barva	bílá nebo modrá

Technické údaje skleněných kádinek				
Objem	150 ml	600 ml	600 ml	1000 ml
Vnitřní rozměry (Ø x h)	55 x 60 mm	75 x 145 mm	80 x 105 mm	85 x 160 mm
Vnější rozměry (Ø x v x h)	80 x 85 x 95 ⁽ⁱ⁾ mm	100 x 155 x 110 ⁽ⁱ⁾ mm	110 x 135 x 125 ⁽ⁱ⁾ mm	110 x 185 x 125 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější průměr pryžového kroužku	70 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Plastové víčko	ne	ano	ano	ano

Technické údaje ponorných košů					
Typ koše	3800	7636	5400	6797	7545
Materiál	plast	nerezová ocel			
Vnitřní rozměry (Ø x h)	70 x 40 mm	45 x 30 mm	55 x 60 mm	65 x 60 mm	70 x 60 mm
Vnější rozměry (Ø x v)	90 x 180 mm	55 x 75 mm	75 x 140 mm	85 x 105 mm	90 x 160 mm
Velikost ok	2,4 mm	1 x 1 mm			
Vhodný pro ponoření do kádinky o objemu	1000 ml	150 ml	600 ml (typ vysoká)	600 ml (typ nízká)	1000 ml

Víka se 2 otvory

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 275 200	10	Víko se 2 otvory	3-4 týdny	750 Kč
410 017 273 000	30/40/80/100/120	Víko se 2 otvory	3-4 týdny	800 Kč
410 017 279 300	60/150/180/300	Víko se 2 otvory	3-4 týdny	950 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Závěsné vložky se 2 otvory

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 110 262	30/40	Závěsná vložka se 2 otvory	3-4 týdny	1 250 Kč
410 017 110 261	60	Závěsná vložka se 2 otvory	3-4 týdny	1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Závěsné vložky se 4 otvory

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 111 906	80	Závěsná vložka se 4 otvory	3-4 týdny	2 250 Kč
410 017 111 909	100/120	Závěsná vložka se 4 otvory	3-4 týdny	1 500 Kč
410 017 111 921	180	Závěsná vložka se 4 otvory	3-4 týdny	2 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vložka se 2 otvory k zavěšení do koše

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 110 260	150/180/300	Vložka se 2 otvory k zavěšení do koše 150/180/300	3-4 týdny	1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobky k zavěšení do vložek s otvory

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 017 105 991	BD Steribox	3-4 týdny	415 Kč
410 017 201 581	Plastový kelímek s víčkem, bílý	3-4 týdny	165 Kč
410 017 201 582	Plastový kelímek s víčkem, modrý	3-4 týdny	165 Kč
410 017 111 834	Skleněná kádinka o objemu 150 ml, včetně pryžového kroužku, bez plastového víčka	3-4 týdny	375 Kč
410 017 117 632	Skleněná vysoká kádinka o objemu 600 ml, včetně pryžového kroužku a plastového víčka	3-4 týdny	675 Kč
410 017 047 272	Skleněná nízká kádinka o objemu 600 ml, včetně pryžového kroužku a plastového víčka	3-4 týdny	375 Kč
410 017 047 376	Skleněná kádinka o objemu 1000 ml, včetně pryžového kroužku a plastového víčka	3-4 týdny	950 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ponorné koše

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 273 800	3800	Plastový ponorný koš	Ø90 x 180	3-4 týdny	400 Kč
410 017 117 636	7636	Nerezový ponorný koš	Ø55 x 75	3-4 týdny	1 350 Kč
410 017 275 400	5400	Nerezový ponorný koš	Ø75 x 140	3-4 týdny	1 275 Kč
410 017 116 797	6797	Nerezový ponorný koš	Ø85 x 105	3-4 týdny	1 125 Kč
410 017 007 545	7545	Nerezový ponorný koš	Ø90 x 160	3-4 týdny	1 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Insert-cover-for-hanging-in-the-ultrasonic-bath-type-80-with-4-holes-EN.pdf



Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Insert-covers-for-hanging-in-the-ultrasonic-bath-with-4-holes-EN.pdf

-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-BD-Steribox-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Cleaning-cup-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Cleaning-glasses-EN.pdf
-  Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Immersion-baskets-EN.pdf