

## VISKOZITNÍ STANDARDY

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Viskozimetry > Viskozitní standardy

### Standard viskozitní Brookfield

Brookfield dodává širokou škálu kalibrovaných kapalin určených pro kalibraci rotačních viskozimetrů. Viskozitní standardy jsou newtonské kapaliny, a to silikonové nebo minerální oleje. Standardy jsou dodávány s kalibračním certifikátem NIST.

**Silikonové viskozitní standardy** - přesnost  $\pm 1\%$ ; výborná teplotní stabilita; standardy kalibrované na speciální hodnoty viskozity a teploty na vyžádání; 11 základních silikonových standardů kalibrovaných při 25 °C s nominálními viskozitami 5 - 100 000 mPa.s (balení á 500 ml).

**Minerální oleje** - přesnost  $\pm 1\%$ ; doporučené pro použití při smykových rychlostech vyšších jak 500 s<sup>-1</sup>; doporučené pro kalibraci viskozimetrů kužel-deska při viskozitách nad 5000 cP; doporučené pro kalibraci viskozimetrů Brookfield CAP a KU-2+.



**i** Viskozní standardy ve formě minerálních olejů Vám rádi nabídneme na vyžádání - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

Obj. číslo	Nominální viskozita cP [mPa.s]	Materiál	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
395 899 000 005	5	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 010	10	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 050	50	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 100	100	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 000 500	500	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 001 000	1000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 005 000	5 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 012 500	12 500	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 030 000	30 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 060 000	60 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč
395 899 100 000	100 000	Silikon	500	4-6 týdnů	12 030 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Standard viskozitní IKA

Výrobci a značky: IKA

Certifikované **silikonové viskozitní standardy** IKA vhodné k velmi přesné kalibraci rotačních viskozimetrů. Standardy kalibrovány při teplotě 25 °C s různými nominálními viskozitami v rozsahu 5 - 100 000 mPa.s. Kromě uvedených standardů Vám na vyžádání můžeme nabídnout také viskozitní standardy kalibrované na speciální hodnoty viskozit nebo určenou teplotu.

Dodávány společně s certifikátem v 500ml balení.



Obj. číslo	Typ	Nominální viskozita cP [mPa.s]	Materiál	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
469 482 500 397	CAL-O-5	5	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 398	CAL-O-10	10	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 399	CAL-O-50	50	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 434	CAL-O-100	100	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 435	CAL-O-500	500	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 436	CAL-O-1000	1 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 437	CAL-O-5000	5 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 466	CAL-O-12500	12 500	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 467	CAL-O-30000	30 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 468	CAL-O-60000	60 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 469	CAL-O-100000	100 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*