

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Vložky přechodové > Vložka přechodová, redukce z NZ na závit GL

Vložka přechodová, redukce z NZ na závit GL

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

Výrobci a značky: Witeg

- redukce z NZ jádra na závit GL
- normalizovaný zábrus NZ jádro 19/26, 29/32 nebo 45/40
- závit GL 32 nebo GL 45
- vhodná pro dávkovače [LABMAX eco](#), [LABMAX airless HF](#), [LABMAX premium](#) a [MINISPENSOR](#)



| Obj. číslo | NZ jádro | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------|----------|------------|-----------|
| 160 500 380 019 | 19/26 | 32 | 3-4 týdny | 793 Kč |
| 160 500 380 029 | 29/32 | 32 | 3-4 týdny | 542 Kč |
| 160 500 380 129 | 29/32 | 45 | 3-4 týdny | 961 Kč |
| 160 500 380 145 | 45/40 | 45 | 3-4 týdny | 1 086 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.