

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Vložky přechodové > Vložka přechodová, redukce z NZ na závit GL

## Vložka přechodová, redukce z NZ na závit GL

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

Výrobci a značky: Witeg

- redukce z NZ jádra na závit GL
- normalizovaný zábrus NZ jádro 19/26, 29/32 nebo 45/40
- závit GL 32 nebo GL 45
- vhodná pro dávkovače [LABMAX eco](#), [LABMAX airless HF](#), [LABMAX premium](#) a [MINISPENSOR](#)



Obj. číslo	NZ jádro	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 380 019	19/26	32	3-4 týdny	762 Kč
160 500 380 029	29/32	32	3-4 týdny	521 Kč
160 500 380 129	29/32	45	3-4 týdny	924 Kč
160 500 380 145	45/40	45	3-4 týdny	1 044 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*