

## VLOŽKY PŘECHODOVÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Vložky přechodové

### Vložka přechodová - redukce

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- normalizovaný zábrus NZ, typ jádro a plášť
- redukce z jádra NZ 29/32 na plášť NZ 14/23, z jádra NZ 45/40 na plášť NZ 29/32 nebo z jádra NZ 60/46 na plášť NZ 29/32

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují [destilační baňky](#), [chladiče](#), [tuky na zábrusy](#), [klemy](#) a [alonže](#).



Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť	Dostupnost	Cena / ks
636 001 320 203	29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	226 Kč
632 441 509 088	45/40	29/32	Skladem, do 1 týdne	784 Kč
632 441 509 080	60/46	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 301 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Vložka přechodová - redukce obrácená

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- normalizovaný zábrus NZ, typ jádro a plášť
- redukce z jádra NZ 14/23 na plášť NZ 29/32

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují [destilační baňky](#), [chladiče](#), [tuky na zábrusy](#), [klemy](#) a [alonže](#).



Obj. číslo	NZ jádro	NZ plášť	Dostupnost	Cena / ks
632 441 510 082	14/23	29/32	Skladem, do 1 týdne	199 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Vložka přechodová, redukce z NZ na závit GL

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 Výrobci a značky: Witeg

- redukce z NZ jádra na závit GL
- normalizovaný zábrus NZ jádro 19/26, 29/32 nebo 45/40
- závit GL 32 nebo GL 45
- vhodná pro dávkovače [LABMAX eco](#), [LABMAX airless HF](#), [LABMAX premium](#) a [MINISPENSOR](#)



Obj. číslo	NZ jádro	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 380 019	19/26	32	3-4 týdny	762 Kč
160 500 380 029	29/32	32	3-4 týdny	521 Kč
160 500 380 129	29/32	45	3-4 týdny	924 Kč
160 500 380 145	45/40	45	3-4 týdny	1 044 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*