

Výprodej laboratorního skla a pomůcek

Akce

Výprodej nových laboratorních pomůcek za výhodné ceny

- všechny produkty můžete objednávat přímo prostřednictvím e-shopu

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem nebo volejte +420 284 810 775.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.



Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 392 625 147 000	Baňka odpařovací 50 ml, NZ 29/32, pro odparky HEI-VAP, Heidolph	Nové	2 ks	2 725 Kč 2 126 Kč
OUT 632 436 166 725 1	Byreta automatická dle Pelleta, se skleněným kladívkem, Třída přesnosti: B, Objem [ml]: 50, Dělení[ml]: 0,1, Schellbachův pruh: Ne; Drobné nečistoty v oblasti kohoutu, Opraveno sklářem	Rozbaleno	1 ks	2 025 Kč 1 640 Kč
OUT 331 707 105 599	Byreta sklo/PMP/PTFE se Schellbachovým pruhem, 25 ml, tř. přes. B	Nové	2 ks	1 630 Kč 1 402 Kč
OUT 636 111 225 003	Byreta, třída přesnosti AS se Schellbachovým pruhem, s přímým teflonovým ventilem, Glassco, Objem [ml]: 50	Nové	1 ks	917 Kč 688 Kč
OUT 636 011 022 204	Byreta, třída přesnosti B s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, Glassco, Objem [ml]: 100	Nové	2 ks	650 Kč 488 Kč
OUT 641 680 238 521	Deska porcelánová k exsikátoru DN 200, Průměr desky [mm]: 189	Nové	12 ks	622 Kč 547 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX 				
OUT 641 680 238 821	Deska porcelánová k exsikátoru DN 250, Průměr desky [mm]: 241	Nové	12 ks	880 Kč 774 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX 				
OUT 641 680 238 991	Deska porcelánová k exsikátoru DN 300, Průměr desky [mm]: 290	Nové	6 ks	950 Kč 836 Kč

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX • Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX • Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX 				
OUT 397 658 330 301	Držák na zkumavky, ruční, Minimální průměr zkumavky [mm]: 16, Délka [mm]: 180	Nové	4 ks	97 Kč 82 Kč
OUT 170 023 101 007	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 900 - 950, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 320	Nové	2 ks	535 Kč 455 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Hustoměr provozní, bez teploměru 				
OUT 170 023 101 013	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 1200 - 1250, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 320	Nové	2 ks	505 Kč 429 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Hustoměr provozní, bez teploměru 				
OUT 170 023 101 032	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 700 - 800, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	1 ks	629 Kč 535 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Hustoměr provozní, bez teploměru 				
OUT 170 023 101 034	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 900 - 1000, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	3 ks	501 Kč 426 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Hustoměr provozní, bez teploměru 				
OUT 170 023 101 036	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 1100 - 1200, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	3 ks	493 Kč 419 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Hustoměr provozní, bez teploměru 				
OUT 399 100 086 056	Kohout (ventil) pro kapaliny a plyny s tlakem do 1 bar, Provedení: 2cestný, Materiál: PP/PE, Pro hadičky o Ø [mm]: 5 - 7	Nové	6 ks	171 Kč 145 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Kohout (ventil) pro kapaliny a plyny s tlakem do 1 bar 				
OUT 632 441 516 050	Koleno s NZ, Úhel [°]: 75, Velikost NZ: 14/23, Typ NZ: jádro/jádro	Nové	1 ks	299 Kč 254 Kč
OUT 130 950 022 438	Krabice na podložní skla, pro 100 ks mikroskel, PS, Barva: Modrá	Nové	1 ks	361 Kč 300 Kč
Související produkty:				
<ul style="list-style-type: none"> • Krabice na podložní skla, pro 100 ks mikroskel, PS 				
OUT 632 414 825 956	Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX, Objem [ml]: 5000, GL [mm]: 80	Nové	2 ks	5 926 Kč 4 978 Kč

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
Související produkty:				
• Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX				
OUT 120 505 888 250 1	Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 250	Nové	6 ks	43 Kč 34 Kč
Související produkty:				
• Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru				
OUT 160 500 372 101	Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg, Objem [ml]: 100, Závit GL: 32	Rozbaleno	1 ks	199 Kč 141 Kč
Související produkty:				
• Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg				
OUT 396 665 080 030	Mikrostríkačka Hamilton série 1700 s ostrým hrotem (pst2), Typ: 1701RN, Objem [μl]: 10	Nové	3 ks	2 283 Kč 2 055 Kč
Související produkty:				
• Mikrostríkačka Hamilton série 1700 s ostrým hrotem (pst2)				
OUT 130 956 007 040	Náhradní tlouček k achátové třecí misce o objemu 8 ml	Nové	3 ks	275 Kč 220 Kč
Související produkty:				
• Miska třecí achátová s tloučkem				
OUT 130 999 900 207	Papírky indikátorové - cívky, Macherey-Nagel, pH: 4 - 7, Rozlišení: 0,3, Délka [m]: 5	Nové	3 ks	318 Kč 239 Kč
OUT 632 433 111 117	Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení, Objem [ml]: 4, Barevný kód: 2x červený	Nové	1 ks	108 Kč 83 Kč
Související produkty:				
• Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení				
OUT 632 431 900 900	Pyknometr pivovarnický, SIMAX, Objem [ml]: 50, Provedení: Bez zátky, s plnicí nálevkou	Nové	1 ks	839 Kč 671 Kč
Související produkty:				
• Pyknometr pivovarnický, SIMAX				
OUT 632 523 251 506	Rourka spojovací s olivkami, d [mm]: 8, l [mm]: 60, Provedení: tvar U	Nové	4 ks	56 Kč 50 Kč
OUT 72014046	Tyč chromatografická, typ: EC 150/4.6 NUCLEOSIL, délka 150 mm	Nové	2 ks	8 825 Kč 7 060 Kč
OUT 130 647 697 206	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 500, Porozita [μm]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	2 ks	215 Kč 172 Kč
Související produkty:				
• Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní				
OUT 130 647 697 207	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 1000, Porozita [μm]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	1 ks	345 Kč 276 Kč

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
Související produkty:				
• Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní				
OUT 632 422 409 210	Zkumavka s kónickým dnem a rovným okrajem, SIMAX, Průměr [mm]: 9, Délka [mm]: 100	Nové	9 ks	80 Kč 56 Kč
OUT 120 952 775 039	Zkumavka s kulatým dnem a rovným okrajem, silnostěnná, sodnovápenaté sklo, Průměr [mm]: 15, Délka [mm]: 85	Nové	575 ks	5 Kč 4 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 160 160 019 476	Filtr ochranný k pipetám Optipette, HTL, 10 ks	Nové	9 bal.	166 Kč 116 Kč
OUT 140 630 113 604 5	Filtry ze skleněných mikrovláken, MGZ 227/1/60, pr.45 mm, (bal.100 ks), Munktell Ahlstrom	Nové	1 bal.	550 Kč 468 Kč
OUT 120 959 708 709	Kapiláry skleněné se značkou, Brand, Objem [μl]: 10, Balení [ks]: 250	Nové	2 bal.	595 Kč 506 Kč
OUT 399 153 784 007	Lžice odměrná SteriPlast, sterilní, Objem [ml]: 1, Balení [ks]: 100; Exspirace: 31.07.2027	Nové	1 bal.	1 226 Kč 1 103 Kč
Související produkty:				
• Lžice odměrná SteriPlast, sterilní				
OUT 624 970 604 710	Membránový filtr Cyclopore z polykarbonátu, Whatman, Průměr [mm]: 47, Velikost pórů [μm]: 1, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	3 685 Kč 2 690 Kč
Související produkty:				
• Membránový filtr Cyclopore z polykarbonátu, Whatman				
OUT 634 990 101 222	Mikrosklo krycí, Marienfeld, Rozměry [mm]: 24 x 50, Balení [ks]: 1000	Nové	6 bal.	1 349 Kč 1 214 Kč
Související produkty:				
• Mikrosklo krycí, Marienfeld				
OUT 130 950 781 900	Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding, Provedení: Černá, Profil jamky: F, plochý, Dno: Číré (solid), Víko: Ne, Balení [ks]: 4x 10	Nové	1 bal.	10 967 Kč 8 774 Kč
Související produkty:				
• Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding				
OUT 130 067 803 023	Mikrozukavka centrifugační, PP, sterilní, Objem [ml]: 2,0, Provedení: S kónickým dnem, Max. RCF: 20 000 x g, Balení [ks]: 500; Exspirace: 31.01.2026	Nové	1 bal.	593 Kč 474 Kč
OUT 200 016 411 005	Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie, Balení [ks]: 5; Exspirace: 5/2025	Nové	6 bal.	89 Kč 62 Kč

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
Související produkty:				
• Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie				
OUT 200 016 411 100	Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie, Balení [ks]: 100; Exspirace: 01.11.2025	Nové	1 bal.	1 892 Kč 1 135 Kč
Související produkty:				
• Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie				
OUT 624 902 613 991	Papírky indikátorové - proužky, Whatman, pH: 0 - 14, Balení [ks]: 100	Nové	2 bal.	554 Kč 443 Kč
OUT 624 902 627 990	Papírky indikátorové - proužky, Whatman, pH: 3,8 - 5,5, Balení [ks]: 200	Nové	1 bal.	799 Kč 679 Kč
OUT 120 068 401 002	Pipeta skleněná dle Pasteura, Délka [mm]: 230, Balení [ks]: 250	Nové	3 bal.	407 Kč 346 Kč
OUT PP 75001	Popisovač lakový Edding 750, černá, Šíře stopy [mm]: 2-4 mm (10 ks)	Nové	4 bal.	910 Kč 819 Kč
Související produkty:				
• Popisovač laboratorní Edding, s jemným hrotem				
OUT 160 410 373 169	Špičky epTIPS Box, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 100 - 5000, Balení [ks]: 24, Exspirace: 28.01.2028	Nové	1 bal.	1 023 Kč 870 Kč
OUT 160 410 373 169	Špičky epTIPS Box, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 100 - 5000, Balení [ks]: 24, Exspirace: 28.05.2029	Nové	1 bal.	1 023 Kč 870 Kč
OUT 160 410 373 169	Špičky epTIPS Box, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 100 - 5000, Balení [ks]: 24, Exspirace: 28.07.2029	Nové	1 bal.	1 023 Kč 870 Kč
OUT 396 870 732 006	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 1 - 50, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Bulk, 2x 1000, Balení [ks]: 2000	Nové	4 bal.	1 335 Kč 1 055 Kč
Související produkty:				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 712 315	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 - 200, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Tip Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960	Nové	3 bal.	1 104 Kč 905 Kč
Související produkty:				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 712 556	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 - 200, Délka [mm]: 50, Barva: Žlutá, Typ balení: Bulk XXL, 10x 1000, Balení [ks]: 10000	Nové	4 bal.	4 900 Kč 3 528 Kč
Související produkty:				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 702 568	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 5 - 300, Délka [mm]: 53, Barva: Čirá, Typ balení [ks]: 10000	Nové	1 bal.	6 500 Kč 5 330 Kč

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
Související produkty:				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 712 448	Špičky pipetovací Brand, sterilní, Objem [μl]: 50 – 1000, Délka [mm]: 70, Typ balení: Tip Box, 10 x 96, Barva zásobníku: Modrá, Balení [ks]: 960, Exspirace: 23.06.2025	Nové	1 bal.	2 335 Kč 1 798 Kč
Související produkty:				
• Špičky pipetovací Brand, sterilní				
OUT 160 080 171 501	Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní, Typ: D1000ST, Objem [μl]: 100 – 1000, Typ balení: Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960, Exspirace: 31.03.2025	Nové	1 bal.	1 711 Kč 992 Kč
Související produkty:				
• Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní				
OUT 253 219 810 830	Trubice detekční, Typ a měřicí rozsah [%]: CO 0,001%; 0,001–0,03, Balení [ks]: 14; Exspirace: 30.09.2026	Nové	4 bal.	510 Kč 434 Kč
Související produkty:				
• Trubice detekční				
OUT 150 951 240 011	Vialka krimpovací čirá, různé objemy, Objem [ml]: 10,0, Rozměry [mm]: 22 x 45, Pro víčko o průměru [mm]: 20, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	1 010 Kč 909 Kč
Související produkty:				
• Vialka krimpovací čirá, různé objemy				
OUT 150 951 221 032	Vialka se zaobleným okrajem včetně vnějšího zamačkávacího víčka, Objem [ml]: 10 ml, Popis: Skleněná čirá, Rozměry [mm]: 32 x 24 mm, Balení [ks]: 200	Nové	1 bal.	1 700 Kč 1 530 Kč
OUT 150 332 799 911	Vialka skladovací bez víčka, různé objemy, Objem [ml]: 2, Popis: Hnědá, Rozměry [mm]: 12 x 32, Závit: ND8, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	711 Kč 533 Kč
Související produkty:				
• Vialka skladovací bez víčka, různé objemy				
OUT 617 089 272 421	Zátka korková, kónická, Horní průměr [mm]: 24, Dolní průměr [mm]: 21, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	531 Kč 398 Kč
OUT 130 980 115 366	Zátka, PE, k centrifugačním zkumavkám o objemu [ml]: 20, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	317 Kč 269 Kč
OUT 331 850 560 305	Zkumavka centrifugační, bez graduace, PP, Kat. číslo: 305, Objem [ml]: 31, Balení [ks]: 50	Nové	1 bal.	1 442 Kč 836 Kč
Související produkty:				
• Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, bez graduace, PP				
OUT 130 980 115 348	Zkumavka centrifugační, bez zátky, s kulatým dnem, PP, Objem [ml]: 20, Rozměry [mm]: 20 x 100, Balení [ks]: 50	Nové	1 bal.	2 095 Kč 1 781 Kč

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 130 647 696 719 P	Zkumavka centrifugační, typ Falcon, černá graduace, PP, Objem [ml]: 50, Provedení: Sterilní, Balení: 25 ks, Labsolute	Nové	6 bal.	199 Kč 169 Kč
OUT 331 093 514 030	Zkumavka PS bez uzávěru 5 ml, kulaté dno, 12x75 mm (1000 ks)	Nové	1 bal.	732 Kč 586 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.