

## Výprodej laboratorního skla a pomůcek

Akce

### Výprodej nových laboratorních pomůcek za výhodné ceny

- všechny produkty můžete objednávat přímo prostřednictvím e-shopu

V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem nebo volejte +420 284 810 775.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.



Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 392 625 147 000	Baňka odpařovací 50 ml, NZ 29/32, pro odparky HEI-VAP, Heidolph	Nové	2 ks	<del>2 725 Kč</del> <b>2 126 Kč</b>
OUT 632 436 166 725 1	Byreta automatická dle Pelleta, se skleněným kladívkem, Třída přesnosti: B, Objem [ml]: 50, Dělení[ml]: 0,1, Schellbachův pruh: Ne; Drobné nečistoty v oblasti kohoutu, Opraveno sklářem	Rozbaleno	1 ks	<del>2 025 Kč</del> <b>1 640 Kč</b>
OUT 331 707 105 599	Byreta sklo/PMP/PTFE se Schellbachovým pruhem, 25 ml, tř. přes. B	Nové	2 ks	<del>1 630 Kč</del> <b>1 402 Kč</b>
OUT 641 680 238 101	Deska porcelánová k exsikátoru DN 100, Průměr desky [mm]: 90	Nové	1 ks	<del>246 Kč</del> <b>216 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> </ul>				
OUT 641 680 238 521	Deska porcelánová k exsikátoru DN 200, Průměr desky [mm]: 189	Nové	12 ks	<del>622 Kč</del> <b>547 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> </ul>				
OUT 641 680 238 821	Deska porcelánová k exsikátoru DN 250, Průměr desky [mm]: 241	Nové	13 ks	<del>880 Kč</del> <b>774 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> </ul>				
OUT 641 680 238 991	Deska porcelánová k exsikátoru DN 300, Průměr desky [mm]: 290	Nové	6 ks	<del>950 Kč</del> <b>836 Kč</b>

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>• Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> <li>• Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX</li> </ul>				
OUT 170 023 101 007	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m <sup>3</sup> ]: 900 - 950, Dělení [kg/m <sup>3</sup> ]: 1, Délka [mm]: 320	Nové	2 ks	<del>535 Kč</del> <b>455 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hustoměr provozní, bez teploměru</li> </ul>				
OUT 170 023 101 013	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m <sup>3</sup> ]: 1200 - 1250, Dělení [kg/m <sup>3</sup> ]: 1, Délka [mm]: 320	Nové	2 ks	<del>505 Kč</del> <b>429 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hustoměr provozní, bez teploměru</li> </ul>				
OUT 170 023 101 032	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m <sup>3</sup> ]: 700 - 800, Dělení [kg/m <sup>3</sup> ]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	1 ks	<del>629 Kč</del> <b>535 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hustoměr provozní, bez teploměru</li> </ul>				
OUT 170 023 101 034	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m <sup>3</sup> ]: 900 - 1000, Dělení [kg/m <sup>3</sup> ]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	4 ks	<del>501 Kč</del> <b>426 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hustoměr provozní, bez teploměru</li> </ul>				
OUT 170 023 101 036	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m <sup>3</sup> ]: 1100 - 1200, Dělení [kg/m <sup>3</sup> ]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	4 ks	<del>493 Kč</del> <b>419 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hustoměr provozní, bez teploměru</li> </ul>				
OUT 399 100 086 056	Kohout (ventil) pro kapaliny a plyny s tlakem do 1 bar, Provedení: 2cestný, Materiál: PP/PE, Pro hadičky o Ø [mm]: 5 - 7	Nové	6 ks	<del>171 Kč</del> <b>145 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohout (ventil) pro kapaliny a plyny s tlakem do 1 bar</li> </ul>				
OUT 632 441 516 050	Koleno s NZ, Úhel [°]: 75, Velikost NZ: 14/23, Typ NZ: jádro/jádro	Nové	1 ks	<del>299 Kč</del> <b>254 Kč</b>
OUT 130 950 022 438	Krabice na podložní skla, pro 100 ks mikroskel, PS, Barva: Modrá	Nové	1 ks	<del>361 Kč</del> <b>300 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krabice na podložní skla, pro 100 ks mikroskel, PS</li> </ul>				
OUT 331 311 002 000	Láhev kapací bez uzávěru, PE, Objem [ml]: 2000, GL [mm]: 28	Nové	8 ks	<del>125 Kč</del> <b>113 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Láhev kapací bez uzávěru, PE</li> </ul>				
OUT 632 414 825 956	Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX, Objem [ml]: 5000, GL [mm]: 80	Nové	2 ks	<del>5 926 Kč</del> <b>4 978 Kč</b>

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
<b>Související produkty:</b>				
• Láhev reagenční s modrým uzávěrem, hranatá hnědá, SIMAX				
OUT 120 505 888 250 1	Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 250	Nové	6 ks	<del>43 Kč</del> <b>34 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Láhev reagenční úzkohrdlá včetně uzávěru				
OUT 160 500 372 101	Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg, Objem [ml]: 100, Závit GL: 32	Rozbaleno	1 ks	<del>194 Kč</del> <b>142 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Láhev zásobní pro dávkovače, Witeg				
OUT 396 665 080 030	Mikrostríkačka Hamilton série 1700 s ostrým hrotem (pst2), Typ: 1701RN, Objem [μl]: 10	Nové	3 ks	<del>2 283 Kč</del> <b>2 055 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Mikrostríkačka Hamilton série 1700 s ostrým hrotem (pst2)				
OUT 130 956 007 040	Náhradní tlouček k achátové třecí misce o objemu 8 ml	Nové	3 ks	<del>275 Kč</del> <b>220 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Miska třecí achátová s tloučkem				
OUT 397 210 008 652	Odměrka s vnitřní graduací, uchem a výlevkou, nerezová, Objem [ml]: 2000	Nové	2 ks	<del>1 065 Kč</del> <b>841 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Odměrka s vnitřní graduací, uchem a výlevkou, nerezová				
OUT 130 999 900 207	Papírky indikátorové - cívky, Macherey-Nagel, pH: 4 - 7, Rozlišení: 0,3, Délka [m]: 5	Nové	3 ks	<del>318 Kč</del> <b>239 Kč</b>
OUT 632 433 111 117	Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení, Objem [ml]: 4, Barevný kód: 2x červený	Nové	1 ks	<del>108 Kč</del> <b>83 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS, rozšířené provedení				
OUT 130 647 320 051	Pipeta serologická, PS, Objem [ml]: 5, Barva: Modrá, Exspirace: 30.04.2025	Nové	28 ks	<del>6 Kč</del> <b>4,50 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Pipeta serologická, PS				
OUT 632 431 900 900	Pyknometr pivovarnický, SIMAX, Objem [ml]: 50, Provedení: Bez zátky, s plnicí nálevkou	Nové	1 ks	<del>839 Kč</del> <b>671 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Pyknometr pivovarnický, SIMAX				
OUT 632 523 251 506	Rourka spojovací s olivkami, d [mm]: 8, l [mm]: 60, Provedení: tvar U	Nové	4 ks	<del>56 Kč</del> <b>50 Kč</b>

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 72014046	Tyč chromatografická, typ: EC 150/4.6 NUCLEOSIL, délka 150 mm	Nové	2 ks	<del>8 825 Kč</del> <b>7 060 Kč</b>
OUT 130 647 697 206	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 500, Porozita [µm]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	3 ks	<del>215 Kč</del> <b>172 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní				
OUT 130 647 697 207	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 1000, Porozita [µm]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	3 ks	<del>345 Kč</del> <b>276 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní				
OUT 632 422 409 210	Zkumavka s kónickým dnem a rovným okrajem, SIMAX, Průměr [mm]: 9, Délka [mm]: 100	Nové	9 ks	<del>80 Kč</del> <b>56 Kč</b>
OUT 120 952 775 039	Zkumavka s kulatým dnem a rovným okrajem, silnostěnná, sodnovápenaté sklo, Průměr [mm]: 15, Délka [mm]: 85	Nové	585 ks	<del>5 Kč</del> <b>4 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 160 160 019 476	Filtr ochranný k pipetám Optipette, HTL, 10 ks	Nové	9 bal.	<del>166 Kč</del> <b>116 Kč</b>
OUT 140 630 113 604 5	Filtry ze skleněných mikrovláken, MGZ 227/1/60, pr.45 mm, (bal.100 ks), Munktell Ahlstrom	Nové	1 bal.	<del>550 Kč</del> <b>468 Kč</b>
OUT 120 959 708 709	Kapiláry skleněné se značkou, Brand, Objem [µl]: 10, Balení [ks]: 250	Nové	2 bal.	<del>595 Kč</del> <b>506 Kč</b>
OUT 624 970 604 710	Membránový filtr Cyclopore z polykarbonátu, Whatman, Průměr [mm]: 47, Velikost pórů [µm]: 1, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	<del>3 685 Kč</del> <b>2 690 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Membránový filtr Cyclopore z polykarbonátu, Whatman				
OUT 634 990 101 222	Mikroskop krycí, Marienfeld, Rozměry [mm]: 24 x 50, Balení [ks]: 1000	Nové	6 bal.	<del>1 349 Kč</del> <b>1 214 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Mikroskop krycí, Marienfeld				
OUT 130 950 781 900	Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding, Provedení: Černá, Profil jamky: F, plochý, Dno: Číré (solid), Víko: Ne, Balení [ks]: 4x 10	Nové	2 bal.	<del>7 985 Kč</del> <b>7 187 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Mikrotitrační destička, 384 jamek, non-binding				

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 130 067 803 023	Mikrozkumavka centrifugační, PP, sterilní, Objem [ml]: 2,0, Provedení: S kónickým dnem, Max. RCF: 20 000 x g, Balení [ks]: 500; Exspirace: 31.01.2026	Nové	1 bal.	<del>593 Kč</del> <b>504 Kč</b>
OUT 200 016 411 005	Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie, Balení [ks]: 5; Exspirace: 5/2025	Nové	8 bal.	<del>89 Kč</del> <b>62 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie				
OUT 200 016 411 100	Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie, Balení [ks]: 100; Exspirace: 01.11.2025	Nové	1 bal.	<del>1 892 Kč</del> <b>1 135 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Nanorouška YourMASK, jednorázová, z nanotextilie				
OUT 130 950 092 170	Papírky indikátorové pH-Fix, Rozsah pH: 7,9 – 9,8, Balení [ks]: 100, Exspirace: 30.04.2025	Nové	3 bal.	<del>362 Kč</del> <b>261 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Papírky indikátorové pH-Fix				
OUT 130 950 090 612	Papírky indikátorové Phosphatesmo MI pro rychlou a snadnou kontrolu kvality pasterovaného mléka (detekce alkalické fosfatázy v mléce), Balení [ks]: 50, Exspirace: 31.08.2025	Nové	2 bal.	<del>968 Kč</del> <b>484 Kč</b>
OUT 624 902 613 991	Papírky indikátorové - proužky, Whatman, pH: 0 – 14, Balení [ks]: 100	Nové	2 bal.	<del>554 Kč</del> <b>443 Kč</b>
OUT 624 902 627 990	Papírky indikátorové - proužky, Whatman, pH: 3,8 – 5,5, Balení [ks]: 200	Nové	1 bal.	<del>799 Kč</del> <b>679 Kč</b>
OUT 120 068 401 002	Pipeta skleněná dle Pasteura, Délka [mm]: 230, Balení [ks]: 250	Nové	3 bal.	<del>407 Kč</del> <b>346 Kč</b>
OUT 160 410 373 169	Špičky epTIPS Box, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 100 – 5000, Balení [ks]: 24, Exspirace: 28.01.2028	Nové	1 bal.	<del>1 023 Kč</del> <b>870 Kč</b>
OUT 160 410 373 169	Špičky epTIPS Box, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 100 – 5000, Balení [ks]: 24, Exspirace: 28.05.2029	Nové	1 bal.	<del>1 023 Kč</del> <b>870 Kč</b>
OUT 160 410 373 169	Špičky epTIPS Box, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 100 – 5000, Balení [ks]: 24, Exspirace: 28.07.2029	Nové	1 bal.	<del>1 023 Kč</del> <b>870 Kč</b>
OUT 396 870 732 006	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 1 – 50, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Bulk, 2x 1000, Balení [ks]: 2000	Nové	4 bal.	<del>1 335 Kč</del> <b>1 055 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 712 315	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 – 200, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Tip Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960	Nové	3 bal.	<del>1 104 Kč</del> <b>905 Kč</b>

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
<b>Související produkty:</b>				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 712 556	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 – 200, Délka [mm]: 50, Barva: Žlutá, Typ balení: Bulk XXL, 10x 1000, Balení [ks]: 10000	Nové	4 bal.	<del>4 900 Kč</del> <b>3 528 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 702 568	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 5 – 300, Délka [mm]: 53, Barva: Čirá, Typ balení [ks]: 10000	Nové	1 bal.	<del>6 500 Kč</del> <b>5 330 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Špičky pipetovací Brand, nesterilní				
OUT 396 870 712 448	Špičky pipetovací Brand, sterilní, Objem [μl]: 50 – 1000, Délka [mm]: 70, Typ balení: Tip Box, 10 x 96, Barva zásobníku: Modrá, Balení [ks]: 960, Exspirace: 23.06.2025	Nové	1 bal.	<del>2 335 Kč</del> <b>1 798 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Špičky pipetovací Brand, sterilní				
OUT 160 080 171 501	Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní, Typ: D1000ST, Objem [μl]: 100 – 1000, Typ balení: Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960, Exspirace: 31.03.2025	Nové	1 bal.	<del>1 678 Kč</del> <b>1 007 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní				
OUT 150 951 240 011	Vialka krimpovací čirá, různé objemy, Objem [ml]: 10,0, Rozměry [mm]: 22 x 45, Pro víčko o průměru [mm]: 20	Nové	1 bal.	<del>1 010 Kč</del> <b>909 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Vialka krimpovací čirá, různé objemy				
OUT 150 332 799 911	Vialka skladovací bez víčka, různé objemy, Objem [ml]: 2, Popis: Hnědá, Rozměry [mm]: 12 x 32	Nové	1 bal.	<del>711 Kč</del> <b>533 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Vialka skladovací bez víčka, různé objemy				
OUT 150 330 121 913	Vialka šroubovací, typ ROBO, Popis: Hnědá s ploškou na popis, bez víčka, Objem [ml]: 2, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	<del>274 Kč</del> <b>260 Kč</b>
OUT 617 089 272 421	Zátka korková, kónická, Horní průměr [mm]: 24, Dolní průměr [mm]: 21, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	<del>531 Kč</del> <b>398 Kč</b>
OUT 130 065 123 006	Zátka korková, kónická, Horní průměr [mm]: 18, Dolní průměr [mm]: 14, Výška [mm]: 20, Balení [ks]: 10	Nové	1 bal.	<del>94 Kč</del> <b>75 Kč</b>
OUT 130 980 115 366	Zátka, PE, k centrifugačním zkumavkám o objemu [ml]: 20, Balení [ks]: 100	Nové	1 bal.	<del>317 Kč</del> <b>269 Kč</b>

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 331 850 560 305	Zkumavka centrifugační, bez graduace, PP, Kat. číslo: 305, Objem [ml]: 31, Balení [ks]: 50	Nové	1 bal.	<del>1 442 Kč</del> <b>836 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>				
• Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, bez graduace, PP				
OUT 130 980 115 348	Zkumavka centrifugační, bez zátky, s kulatým dnem, PP, Objem [ml]: 20, Rozměry [mm]: 20 x 100, Balení [ks]: 50	Nové	1 bal.	<del>2 095 Kč</del> <b>1 781 Kč</b>
OUT 130 647 696 719 P	Zkumavka centrifugační, typ Falcon, černá graduace, PP, Objem [ml]: 50, Provedení: Sterilní, Balení: 25 ks, Labsolute	Nové	6 bal.	<del>199 Kč</del> <b>169 Kč</b>
OUT 331 093 514 030	Zkumavka PS bez uzávěru 5 ml, kulaté dno, 12x75 mm (1000 ks)	Nové	1 bal.	<del>732 Kč</del> <b>586 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.