

Výprodej přístrojů

Akce

Výprodej nových přístrojů za velmi nízké ceny

- nabízené přístroje jsou nové a nepoužité (jde o výprodej nadlimitních skladových zásob)
- stav "Rozbaleno" znamená, že tyto přístroje byly použity na předváděcích akcích
- všechny produkty můžete objednávat přímo prostřednictvím e-shopu
- uvedené položky jsou skladem



V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem nebo volejte +420 284 810 775.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.

| Obj. číslo | Typ | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / ks |
|--|-----------|---|------|------------|-------------------------------|
| OUT 460 430 344 126 | InLab 742 | Cela vodivostní InLab 742, Mettler Toledo, Popis: 2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67), Konstanta cely: 0,105/cm | Nové | 2 ks | 20 213 Kč 13 138 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Vodivostní elektroda Mettler Toledo, série InLab | | | | | |
| OUT 452 435 350 058 | pH 10,012 | Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 10,012, Objem [ml]: 250, Exspirace: 11.11.2026 | Nové | 3 ks | 796 Kč 637 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Roztoky kalibrační pro elektrody Mettler Toledo | | | | | |
| OUT 632 611 207 711 | IDPE 30 | Chladič k IDPE 30, Nedform | Nové | 1 ks | 5 530 Kč 5 254 Kč |

| Obj. číslo | Typ | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / ks |
|---|--|--|-----------|------------|--|
| OUT 454 430 266 883 1 | F3-Meter bez kalibračních standardů | Konduktometr přenosný Mettler Toledo FiveGo F3, Typ: F3-Meter, Popis: Samostatný přístroj bez elektrody, včetně držáku elektrody a zápěstního řemínku | Nové | 1 ks | 11 148 Kč 7 804 Kč |
| Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Konduktometr přenosný Mettler Toledo FiveGo F3 | | | | | |
| OUT 454 430 207 955 1 | S3-Standard Kit bez kalibračních standardů | Konduktometr přenosný Mettler Toledo Seven2Go, Typ: S3-Standard Kit bez kalibračních standardů, s elektrodou InLab 738 ISM IP67, ochranným pouzdem, držákem elektrody a zápěstním řemínkem | Rozbaleno | 1 ks | 24 010 Kč 15 847 Kč |
| Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Konduktometr přenosný Mettler Toledo Seven2Go | | | | | |
| OUT 392 091 606 000 | VISCO JET | Míchadlo pro hřidelové míchačky Heidolph, Typ: VISCO JET, Popis: tryskové, Ø60/10/500, nerezová ocel | Nové | 1 ks | 12 786 Kč 10 740 Kč |
| Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Míchadlo pro hřidelové míchačky Heidolph | | | | | |
| OUT 416 483 741 200 | RV 10.90 | Náhradní odpařovací baňka do destilačního pavouka, Typ: RV 10.90, Objem [ml]: 50, NZ: 24/29 | Nové | 2 ks | 1 164 Kč 989 Kč |
| Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Baňky a další příslušenství pro rotační vakuové odparky IKA RV | | | | | |

| Obj. číslo | Typ | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / ks |
|--|-----------------------------|--|------|------------|--|
| OUT 110 250 001 500 | pH 1,68 | Pufr pH 1,68, barvený, 500 ml, ED, Exspirace: 7/2026 | Nové | 1 ks | 375 Kč 300 Kč |
| OUT 418 115 004 500 | Tvar otvorů: kruhový | Síto analytické Preciselekt, třídící médium děrovaný plech, nerezový rám, neověřené, Průměr x výška síta [mm]: 200 x 50, Tvar otvorů: Kruhový, Velikost otvorů [mm]: 4,5 | Nové | 1 ks | 3 456 Kč 2 281 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Síto analytické Preciselekt, třídící médium děrovaný plech, nerezový rám, neověřené | | | | | |
| OUT 398 106 000 075 | Velikost otvorů [mm]: 0,075 | Síto analytické Retsch 100 x 40 mm, třídící médium drátěná tkanina, nerezový rám, dle ISO 3310-1, Velikost otvorů [mm]: 0,075; Vada: stopy po lepidle v oblasti rámu | Nové | 1 ks | 3 068 Kč 1 534 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Síto analytické Retsch 100 x 40 mm, třídící médium drátěná tkanina, nerezový rám, dle ISO 3310-1 | | | | | |
| OUT 632 612 008 120 | DP 4RS T | Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h, Typ: DP 4RS T, Provedení: Stolní | Nové | 1 ks | 39 990 Kč 33 992 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h | | | | | |
| OUT 395 106 131 052 | k teploměru Testo 105 | Sonda do zmrazeného zboží, závrtná, k teploměru Testo 105, délka 90 mm | Nové | 5 ks | 2 200 Kč 1 650 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Teploměr vpichový testo 105 | | | | | |

| Obj. číslo | Typ | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / ks |
|---|--------------------------------------|---|------|------------|--|
| OUT 414 454 070 101 | Tvar otvorů: Lichoběžníkový | Spodní síto z nerezové oceli, Tvar otvorů: Lichoběžníkový, Velikost otvorů [mm]: 0,50 | Nové | 1 ks | 6 205 Kč 4 840 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Mlýn kladivový Retsch SK 300 | | | | | |
| OUT 412 523 586 771 | pro hřidelové míchačky Ohaus | Stojan univerzální, podstava ve tvaru H | Nové | 1 ks | 7 872 Kč 6 455 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Příslušenství pro hřidelové míchačky Ohaus | | | | | |
| OUT 426 523 400 103 | pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku | Svorka z PVC pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku | Nové | 1 ks | 2 362 Kč 1 819 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Třepačka Ohaus s horizontálním kruhovým pohybem a max. zatížením 16 kg • Třepačka Ohaus Extreme Environment pro použití v inkubátorech • Třepačka Ohaus pro vysokou zátěž, horizontální kruhový pohyb | | | | | |
| OUT 467 912 001 854 | do 250 kg | Váhy lékařské osobní, váživost do 250 kg, s integrovaným výškoměrem, KERN | Nové | 1 ks | 16 250 Kč 13 000 Kč |
| OUT 396 430 429 812 | PX323/E | Váhy přesné Ohaus Pioneer PX, Model: PX323/E, Vážní deska [mm]: Ø 120, Skutečný dílek [g]: 0,001, Váživost [g]: 320 | Nové | 1 ks | 23 760 Kč 19 008 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Váhy přesné Ohaus Pioneer PX | | | | | |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo | Typ | Název - popis | Stav | Dostupnost | Cena / bal. |
|---------------------------------------|------|--|------|------------|--------------------------------------|
| OUT 396 299 002 031 | 2031 | Adaptér pro 1,5ml mikrozkumavky, Typ: 2031, Balení [ks]: 6 | Nové | 1 bal. | 380 Kč 304 Kč |
| Související produkty: | | | | | |
| • Centrifuga Hettich MIKRO 200 a 200R | | | | | |
| OUT KERN A01S05 | ALJ | Kryt ochranný pracovní pro modely KERN ALJ, Balení [ks]: 5 | Nové | 4 bal. | 1 375 Kč 963 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.