

## Výprodej přístrojů

Akce

### Výprodej nových přístrojů za velmi nízké ceny

- nabízené přístroje jsou nové a nepoužité (jde o výprodej nadlimitních skladových zásob)
- stav "Rozbaleno" znamená, že tyto přístroje byly použity na předváděcích akcích
- všechny produkty můžete objednávat přímo prostřednictvím e-shopu
- uvedené položky jsou skladem



V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem nebo volejte +420 284 810 775.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 460 430 344 126	InLab 742	Cela vodivostní InLab 742, Mettler Toledo, Popis: 2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67), Konstanta cely: 0,105/cm	Nové	2 ks	<del>20 213 Kč</del> <b>13 138 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodivostní elektroda Mettler Toledo, série InLab</li> </ul>					
OUT 632 611 207 711	IDPE 30	Chladič k IDPE 30, Nedform	Nové	1 ks	<del>5 530 Kč</del> <b>5 254 Kč</b>
OUT 454 430 266 883 1	F3-Meter	Konduktometr přenosný Mettler Toledo FiveGo F3, Typ: F3-Meter, Popis: Samostatný přístroj bez elektrody, včetně držáku elektrody a zápečtního řemínku	Nové	1 ks	<del>11 148 Kč</del> <b>7 804 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konduktometr přenosný Mettler Toledo FiveGo F3</li> </ul>					

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 454 430 207 955 1	S3-Standard Kit se sadou vodivostních standardů	Konduktometr přenosný Mettler Toledo Seven2Go, Typ: S3-Standard Kit se sadou vodivostních standardů, Popis: Přenosný konduktometr Seven2Go S3 s elektrodou InLab 738 ISM IP67, ochranným pouzdem, držákem elektrody, vodivostními standardy 250 ml (1413 µS/cm a 12,88 mS/cm) a zápeštním řemínkem	Rozbaleno	1 ks	<del>24 010 Kč</del> <b>15 847 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konduktometr přenosný Mettler Toledo Seven2Go</li> </ul>					
OUT 392 091 606 000	VISCO JET	Míchadlo pro hřídelové míchačky Heidolph, Typ: VISCO JET, Popis: tryskové, Ø60/10/500, nerezová ocel	Nové	1 ks	<del>12 786 Kč</del> <b>10 740 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Míchadlo pro hřídelové míchačky Heidolph</li> </ul>					
OUT 416 483 741 200	RV 10.90	Náhradní odpařovací baňka do destilačního pavouka, Typ: RV 10.90, Objem [ml]: 50, NZ: 24/29	Nové	2 ks	<del>1 164 Kč</del> <b>989 Kč</b>
<b>Související produkty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baňky a další příslušenství pro rotační vakuové odparky IKA RV</li> </ul>					
OUT 110 250 001 500	pH 1,68	Pufr pH 1,68, barvený, 500 ml, ED, Exspirace: 7/2026	Nové	1 ks	<del>375 Kč</del> <b>319 Kč</b>
OUT 110 255 551 500	U = 225 mV +- 5 mV při 25 °C	Redox kalibrační roztok, U = 225 mV +- 5 mV při 25 °C, 500 ml, ED; Exspirace: 30.06.2026	Nové	1 ks	<del>493 Kč</del> <b>419 Kč</b>

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 396 112 003 150	Rám síta - lakovaný hliník (černý)	Síto analytické Preciselekt 200 x 50 mm, drátěná tkanina, neověřené, Velikost otvorů: 3,15 mm	Nové	1 ks	2 532 Kč <b>1 469 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Síto analytické Preciselekt, třídící médium drátěná tkanina, rám z černého lakovaného hliníku, neověřené					
OUT 418 115 004 500	Tvar otvorů: kruhový	Síto analytické Preciselekt, třídící médium děrovaný plech, nerezový rám, neověřené, Průměr x výška síta [mm]: 200 x 50, Tvar otvorů: Kruhový, Velikost otvorů [mm]: 4,5	Nové	1 ks	3 456 Kč <b>2 281 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Síto analytické Preciselekt, třídící médium děrovaný plech, nerezový rám, neověřené					
OUT 632 612 008 120	DP 4RS T	Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h, Typ: DP 4RS T, Provedení: Stolní	Nové	1 ks	39 990 Kč <b>33 992 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h					
OUT 395 106 131 052	k teploměru Testo 105	Sonda do zmrazeného zboží, závrtná, k teploměru Testo 105, délka 90 mm	Nové	5 ks	2 200 Kč <b>1 650 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Teploměr vpichový testo 105					
OUT 414 454 070 101	Tvar otvorů: Lichoběžníkový	Spodní síto z nerezové oceli, Tvar otvorů: Lichoběžníkový, Velikost otvorů [mm]: 0,50	Nové	1 ks	6 205 Kč <b>4 840 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Mlýn kladivový Retsch SK 300					
OUT 412 523 586 771	pro hřídelové míchačky Ohaus	Stojan univerzální, podstava ve tvaru H	Nové	1 ks	7 872 Kč <b>6 455 Kč</b>

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
<b>Související produkty:</b>					
• Příslušenství pro hřídelové míchačky Ohaus					
OUT 426 523 400 103	pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	Svorka z PVC pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	Nové	1 ks	<del>2 362 Kč</del> <b>1 819 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Třepačka Ohaus s horizontálním kruhovým pohybem a max. zatížením 16 kg					
• Třepačka Ohaus Extreme Environment pro použití v inkubátorech					
• Třepačka Ohaus pro vysokou zátěž, horizontální kruhový pohyb					
OUT 467 912 001 854	do 250 kg	Váhy lékařské osobní, váživost do 250 kg, s integrovaným výškoměrem, KERN	Nové	1 ks	<del>16 250 Kč</del> <b>13 000 Kč</b>
OUT 396 430 429 812	PX323/E	Váhy přesné Ohaus Pioneer PX, Model: PX323/E, Vážní deska [mm]: Ø 120, Skutečný dílek [g]: 0,001, Váživost [g]: 320	Nové	1 ks	<del>23 760 Kč</del> <b>19 008 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Váhy přesné Ohaus Pioneer PX					

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 396 299 002 031	2031	Adaptér pro 1,5ml mikrozkuřavky, Typ: 2031, Balení [ks]: 6	Nové	1 bal.	<del>380 Kč</del> <b>304 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• Centrifuga Hettich MIKRO 200 a 200R					
OUT KERN A01S05	ALJ	Kryt ochranný pracovní pro modely KERN ALJ, Balení [ks]: 5	Nové	4 bal.	<del>1 375 Kč</del> <b>963 Kč</b>
OUT 460 435 132 047	pH 7,00	Pufr technický pH 7,00, Obsah balení: 30 sáčků o objemu 20 ml, Exspirace: 6.12.2025	Nové	1 bal.	<del>1 683 Kč</del> <b>1 094 Kč</b>
<b>Související produkty:</b>					
• pH metr stolní Mettler Toledo SevenDirect SD20					

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.