

Výprodej přístrojů

Akce

Výprodej nových přístrojů za velmi nízké ceny

- nabízené přístroje jsou nové a nepoužité (jde o výprodej nadlimitních skladových zásob)
- stav "Rozbaleno" znamená, že tyto přístroje byly použity na předváděcích akcích
- všechny produkty můžete objednávat přímo prostřednictvím e-shopu
- uvedené položky jsou skladem



V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem nebo volejte +420 284 810 775.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 460 430 344 126	InLab 742	Cela vodivostní InLab 742, Mettler Toledo, Popis: 2pólová s integrovaným teplotním čidlem a 1,8m fixním kabelem s LTW konektorem (IP67), Konstanta cely: 0,105/cm	Nové	2 ks	20 213 Kč 13 138 Kč
Související produkty:					
• Vodivostní elektroda Mettler Toledo, série InLab					
OUT 452 435 350 058	pH 10,012	Certifikovaný pufr NIST/DIN pH 10,012, Objem [ml]: 250, Exspirace: 11.11.2026	Nové	3 ks	796 Kč 716 Kč
Související produkty:					
• Roztoky kalibrační pro elektrody Mettler Toledo					
OUT 632 611 207 711	IDPE 30	Chladič k IDPE 30, Nedform	Nové	1 ks	5 530 Kč 5 254 Kč

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 454 430 266 883 1	F3-Meter	Konduktometr přenosný Mettler Toledo FiveGo F3, Typ: F3-Meter, Popis: Samostatný přístroj bez elektrody, včetně držáku elektrody a zápeštního řemínku	Nové	1 ks	11 148 Kč 7 804 Kč
Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Konduktometr přenosný Mettler Toledo FiveGo F3 					
OUT 454 430 207 955 1	S3-Standard Kit se sadou vodivostních standardů	Konduktometr přenosný Mettler Toledo Seven2Go, Typ: S3-Standard Kit se sadou vodivostních standardů, Popis: Přenosný konduktometr Seven2Go S3 s elektrodou InLab 738 ISM IP67, ochranným pouzdem, držákem elektrody, vodivostními standardy 250 ml (1413 µS/cm a 12,88 mS/cm) a zápeštním řemínkem	Rozbaleno	1 ks	24 010 Kč 15 847 Kč
Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Konduktometr přenosný Mettler Toledo Seven2Go 					
OUT 392 091 606 000	VISCO JET	Míchadlo pro hřídelové míchačky Heidolph, Typ: VISCO JET, Popis: tryskové, Ø60/10/500, nerezová ocel	Nové	1 ks	12 786 Kč 10 740 Kč
Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> Míchadlo pro hřídelové míchačky Heidolph 					
OUT 416 483 741 200	RV 10.90	Náhradní odpařovací baňka do destilačního pavouka, Typ: RV 10.90, Objem [ml]: 50, NZ: 24/29	Nové	2 ks	1 164 Kč 989 Kč

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
Související produkty: • Baňky a další příslušenství pro rotační vakuové odparky IKA RV					
OUT 110 250 001 500	pH 1,68	Pufr pH 1,68, barvený, 500 ml, ED, Exspirace: 7/2026	Nové	1 ks	375 Kč 300 Kč
OUT 418 115 004 500	Tvar otvorů: kruhový	Síto analytické Preciselekt, třídící médium děrovaný plech, nerezový rám, neověřené, Průměr x výška síta [mm]: 200 x 50, Tvar otvorů: Kruhový, Velikost otvorů [mm]: 4,5	Nové	1 ks	3 456 Kč 2 281 Kč
Související produkty: • Síto analytické Preciselekt, třídící médium děrovaný plech, nerezový rám, neověřené					
OUT 398 106 000 075	Velikost otvorů [mm]: 0,075	Síto analytické Retsch 100 x 40 mm, třídící médium drátěná tkanina, nerezový rám, dle ISO 3310-1, Velikost otvorů [mm]: 0,075; Vada: stopy po lepidle v oblasti rámu	Nové	1 ks	3 068 Kč 1 534 Kč
Související produkty: • Síto analytické Retsch 100 x 40 mm, třídící médium drátěná tkanina, nerezový rám, dle ISO 3310-1					
OUT 632 612 008 120	DP 4RS T	Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h, Typ: DP 4RS T, Provedení: Stolní	Nové	1 ks	39 990 Kč 33 992 Kč
Související produkty: • Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h					
OUT 395 106 131 052	k teploměru Testo 105	Sonda do zmrazeného zboží, závrtná, k teploměru Testo 105, délka 90 mm	Nové	5 ks	2 200 Kč 1 650 Kč
Související produkty: • Teploměr vpichový testo 105					

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 414 454 070 101	Tvar otvorů: Lichoběžníkový	Spodní síto z nerezové oceli, Tvar otvorů: Lichoběžníkový, Velikost otvorů [mm]: 0,50	Nové	1 ks	6 205 Kč 4 840 Kč
Související produkty:					
• Mlýn kladivový Retsch SK 300					
OUT 412 523 586 771	pro hřidelové míchačky Ohaus	Stojan univerzální, podstava ve tvaru H	Nové	1 ks	7 872 Kč 6 455 Kč
Související produkty:					
• Příslušenství pro hřidelové míchačky Ohaus					
OUT 426 523 400 103	pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	Svorka z PVC pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	Nové	1 ks	2 362 Kč 1 819 Kč
Související produkty:					
• Třepačka Ohaus s horizontálním kruhovým pohybem a max. zatížením 16 kg • Třepačka Ohaus Extreme Environment pro použití v inkubátorech • Třepačka Ohaus pro vysokou zátěž, horizontální kruhový pohyb					
OUT 467 912 001 854	do 250 kg	Váhy lékařské osobní, váživost do 250 kg, s integrovaným výškoměrem, KERN	Nové	1 ks	16 250 Kč 13 000 Kč
OUT 396 430 429 812	PX323/E	Váhy přesné Ohaus Pioneer PX, Model: PX323/E, Vážní deska [mm]: Ø 120, Skutečný dílek [g]: 0,001, Váživost [g]: 320	Nové	1 ks	23 760 Kč 19 008 Kč
Související produkty:					
• Váhy přesné Ohaus Pioneer PX					

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 396 299 002 031	2031	Adaptér pro 1,5ml mikrozkuřavky, Typ: 2031, Balení [ks]: 6	Nové	1 bal.	380 Kč 304 Kč
Související produkty:					
• Centrifuga Hettich MIKRO 200 a 200R					
OUT KERN A01S05	ALJ	Kryt ochranný pracovní pro modely KERN ALJ, Balení [ks]: 5	Nové	4 bal.	1 375 Kč 963 Kč

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 460 435 132 047	pH 7,00	Pufr technický pH 7,00, Obsah balení: 30 sáčků o objemu 20 ml, Exspirace: 6.12.2025	Nové	1 bal.	1 683 Kč 1 010 Kč
Související produkty: <ul style="list-style-type: none"> pH metr stolní Mettler Toledo SevenDirect SD20 					

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nabídka platí do vyprodání nadlimitních skladových zásob.