

## Vývěva membránová KNF LABOPORT N 96 Mini

Výrobci a značky: KNF

Membránová vývěva KNF N 96 je nejmenší vývěvou ze série LABOPORT. Kombinuje vysoký průtok s kompaktním designem a šetří tak tolik ceněné místo v laboratoři. Je vhodná pro širokou škálu laboratorních aplikací.



### Základní charakteristika membránové vývěvy KNF N 96 Mini:


- výkon 7 l/min
- manuální regulace otáček pomocí otočného knoflíku (optimální nastavení dle aplikace)
- membrána potažená vrstvou PTFE (dobrá chemická odolnost)
- vhodná i pro korozivní plyny a páry
- bezolejová (minimální nároky na údržbu)
- oblast použití: filtrace, SPE a odsávání kapalin pomocí vakua
- velmi malé rozměry (snadno se přenáší), tichý chod
- podrobnější technické informace a nabídku volitelného příslušenství naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

Technické údaje			
Typ	N 96 Mini		
Rychlost čerpání [l/min]	7		
Mezní tlak <sup>(1)</sup> [mbar abs.]	130		
Přetlak <sup>(1)</sup> [bar]	2,5		
Materiál	Hlava	PPS	
	Membrána	potažená PTFE	
	Ventily	FKM	
Přípustná pracovní teplota média a okolí [°C]			5 - 40
Motor	Výkon [W]	19 W	
	Krytí	IP40	
Vstup/Výstup	olivka 6 mm		
Rozměry (š x v x h) [mm]	75 x 119 x 156		
Hmotnost [kg]	1,3		
Napájení [V]	230 (síťový adaptér 24 V)		

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Rychlost čerpání [l/min]</b>	<b>Mezní tlak [mbar abs.]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
428 592 700 960	N 96 Mini	7	130	6-8 týdnů	12 450 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N-96-EN.pdf](#)