

Vývěva membránová KNF LABOPORT pro agresivní látky

Výrobci a značky: KNF

Membránové vývěvy LABOPORT pro agresivní látky se vyznačují dobrou chemickou odolností a minimálními nároky na údržbu. Jsou vhodné pro širokou škálu laboratorních aplikací.

Základní charakteristika membránových vývěv KNF LABOPORT pro agresivní látky:



- 3 typy s výkonem 20 – 34 l/min, mezním tlakem 2 – 8 mbar a přetlakem 1 bar
- membrána potažená vrstvou PTFE, hlava čerpadla z TFM PTFE (výborná chemická odolnost)
- odolné vůči agresivním plynům, parám kyselin i organických rozpouštědel
- bezolejové (minimální nároky na údržbu), plynotěsné
- spínač ON/OFF, kryt, integrovaný napájecí kabel
- ATEX II 2 /-G IIB+H2 T3 Gb (vztahuje se pouze na pracovní komoru čerpadla, tj. oblast styku s médiem), vývěvy kategorie 2/-G jsou navrženy pro přenos plynů a par, u kterých je pravděpodobné vytvoření výbušné atmosféry (kromě typu N 842.3 FT.18)
- dlouhá životnost, tichý chod
- podrobnější technické informace a nabídku volitelného příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení




Technické údaje			
Typ	N 820.3 FT.18	N 840.3 FT.18	N 842.3 FT.18
Provedení	dvoukomorová		
ATEX II 2 /-G IIB+H2 T3 Gb	ano		ne
Rychlost čerpání [l/min]	20	34	34
Mezní tlak ⁽¹⁾ [mbar abs.]	8,0		2
Přetlak ⁽¹⁾ [bar]	1		
Materiál	Hlava	TFM PTFE	
	Membrána	potažená PTFE	
	Ventily	FFPM	
Přípustná pracovní teplota [°C]	5 – 40		
Motor	Výkon [W]	120	245
	Krytí	IP44	
Vstup/Výstup	olivka 10 mm		

Rozměry (š x v x h) [mm]	154 x 207 x 312	166 x 226 x 350	167 x 228 x 350
Hmotnost [kg]	9,3	12,6	13,4
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [mbar abs.]	Dostupnost	Cena / ks
395 469 222 055	N 820.3 FT.18	20	8,0	4-6 týdnů	50 700 Kč
395 469 222 060	N 840.3 FT.18	34	8,0	4-6 týdnů	55 450 Kč
395 469 222 141	N 842.3 FT.18	34	2	4-6 týdnů	90 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N820.3FT.18-EN.pdf
-  Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N840.3FT.18-EN.pdf
-  Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N842.3FT.18-EN.pdf