

Vzorkovač ChemoSampler

Vzorkovač ChemoSampler je určen pro odběr agresivních kapalných vzorků (kyselin, zásad) a vzorků s nízkou viskozitou. Vzorky se pomocí vzorkovače natáhnou přímo do šroubovací vzorkovací láhve. Uzávěr vzorkovacích láhví je opatřen odtrhávacím kroužkem.



- materiál: PP (vzorkovač); HDPE (vzorkovací láhev s UN kódem), PP (uzávěr láhve)
- teplotní odolnost: 5 - 110 °C
- odběr vzorků z hloubky až 2 m (pomocí prodlužovací tyče - objednává se samostatně)
- volitelné příslušenství: prodlužovací tyč o délce 1 m, čtyřhranné vzorkovací láhve o objemu 500 nebo 1000 ml
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1000ml čtyřhranná vzorkovací láhev z HDPE (UN3H1/X2.5) s modrým uzávěrem z PP

i Před odběrem vzorku si ověřte chemickou odolnost vzorkovače vůči odebíranému vzorku!

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|--|------------|-----------|
| 399 153 361 000 | ChemoSampler | Včetně 1000ml čtyřhranné vzorkovací láhve z HDPE (UN3H1/X2.5) s modrým uzávěrem z PP | 1-2 týdny | 2 568 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství:

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---|------------|-----------|
| 399 103 420 500 2 | Láhev čtyřhranná, HDPE, objem 500 ml, UN3H1/X1.5 (včetně modrého uzávěru s odtrhávacím kroužkem, PP) | 3-4 týdny | 86 Kč |
| 399 103 421 000 2 | Láhev čtyřhranná, HDPE, objem 1000 ml, UN3H1/X2.5 (včetně modrého uzávěru s odtrhávacím kroužkem, PP) | 2-3 týdny | 87 Kč |
| 399 153 360 100 | Tyč prodlužovací, délka 1 m | 4-6 týdnů | 1 274 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-ChemoSampler-EN.pdf