

Vzorkovač jednorázový DispoSampler

Jednorázové vzorkovače DispoSampler se používají k odběrům kapalných vzorků, vzorků s vyšší viskozitou, prášků a granulátů. Jejich používání zabraňuje kontaminaci vzorků a výrazně urychluje práci (odpadá nutnost čištění). Výhodou je i ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci. V naší nabídce najdete 4 typy nesterilních jednorázových vzorkovačů.




- LiquiDispo pro odběr vzorků s max. viskozitou 10 000 mPas
- ViscoDispo pro odběr vzorků s vysokou viskozitou (max. 100 000 mPas)
- MicroDispo pro odběr velmi malých vzorků (nejčastěji ve farmaceutickém průmyslu); vhodný pro sypké materiály do velikosti částic 0,5 mm
- ZoneDispo pro odběr vzorků ze tří různých vrstev; vhodný pro sypké materiály do velikosti částic 2 mm
- nesterilní
- materiál: HDPE
- 20 ks v balení (baleno jednotlivě)

i Jednorázové vzorkovače lze dodat i v délce 1000 mm nebo ve sterilním provedení (sterilizace γ -zářením) – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.




Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 931 120	LiquiDispo	100	21	500	20	2-3 týdny	3 790 Kč
399 153 933 320	ViscoDispo	100	21	500	20	2-3 týdny	3 790 Kč
399 153 932 240	MicroDispo	10	21	500	20	2-3 týdny	4 205 Kč
399 153 934 420	ZoneDispo	100	25	500	20	2-3 týdny	5 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-DispoSampler-EN.pdf

Video k produktu

-  Vzorkovač Bürkle ZoneDispo
-  Vzorkovač Bürkle MicroDispo
-  Vzorkovač Bürkle LiquiDispo a ViscoDispo