

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na mléko > Vzorkovač na sušené mléko

Vzorkovač na sušené mléko

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: cca 230 ml
- materiál: nerezová ocel
- rozměry (průměr x celková délka): 28 x 375 mm



| Obj. číslo | Popis | Materiál | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 399 885 003 125 | Vzorkovač na sušené mléko | Nerezová ocel | 28 x 375 | 4-6 týdnů | 3 631 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.