

# Vzorkovač násoskový DipSampler

Materiál: PP

Násoskové vzorkovače slouží k jednoduchému odběru kapalných vzorků. Jsou vyrobeny z průhledného polypropylenu, což usnadňuje odběr vzorku. K dispozici jsou tři varianty lišící se rozměry.

- průhledný materiál (dobře viditelná hladina vzorku)
- objem: 140, 280 nebo 500 ml
- vzorkovač s objemem 500 ml má plynule nastavitelnou délku v rozmezí 1000 - 2000 mm
- průměr vzorkovače: 25 mm
- horní konec opatřen zpětným ventilem, dolní konec kulovým ventilem



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 561 550	140	500	1-2 týdny	1 376 Kč
399 105 615 100	280	1000	1-2 týdny	1 478 Kč
399 105 615 200	500	1000 - 2000	1-2 týdny	1 774 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-DipSampler-plunging-siphon-EN.pdf