

## Vzorkovač násoskový, jednorázový

Materiál: PE

Jednorázové násoskové vzorkovače slouží k jednoduchému odběru silně adhezivních vzorků. Jsou vyrobeny z polyethylenu, který zaručuje dobrý skluz vzorku a minimalizuje jeho zachycení na stěnách vzorkovače. K dispozici jsou tři varianty lišící se rozměry.


- průhledný materiál (dobře viditelná hladina vzorku)
- objem: 75, 175 nebo 275 ml
- průměr vzorkovače: 27 mm



Obj. číslo	Objem [ml]	Hloubka ponoru [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 538 750	75	350	500	1-2 týdny	273 Kč
399 100 538 775	175	600	750	1-2 týdny	514 Kč
399 105 387 100	275	850	1000	1-2 týdny	709 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Disposable-plunging-siphon-EN.pdf