

Vzorkovač násoskový, jednorázový

Materiál: PE

Jednorázové násoskové vzorkovače slouží k jednoduchému odběru silně adhezivních vzorků. Jsou vyrobeny z polyethylenu, který zaručuje dobrý skluz vzorku a minimalizuje jeho zachycení na stěnách vzorkovače. K dispozici jsou tři varianty lišící se rozměry.

- průhledný materiál (dobře viditelná hladina vzorku)
- objem: 75, 175 nebo 275 ml
- průměr vzorkovače: 27 mm



| Obj. číslo | Objem [ml] | Hloubka ponoru [mm] | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 399 100 538 750 | 75 | 350 | 500 | 1-2 týdny | 273 Kč |
| 399 100 538 775 | 175 | 600 | 750 | 1-2 týdny | 514 Kč |
| 399 105 387 100 | 275 | 850 | 1000 | 1-2 týdny | 709 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Disposable-plunging-siphon-EN.pdf