

Vzorkovač QualiRod kónický

Kónický ruční vrták s ostrými okraji a pevnou rukojetí je ideální pro odebrání vzorků z pevných látek s vyšším odporem (sýr, máslo, jíl, mýdlo, vosk...), ze kterých se dá také snadno vyjmout.



- ostrý břit (hloubka zavrtání 105 nebo 155 mm)
- pevná rukojeť
- nerezová ocel (AISI 420B)
- autoklávovatelný
- dle normy EN/ISO 707

Obj. číslo	Typ	Hloubka zavrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 111	QualiRod kónický	105	2-3 týdny	1 808 Kč
399 100 053 112	QualiRod kónický	155	2-3 týdny	2 910 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Vnitřní rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 360 021 2	Kufřík přenosný	258 x 178 x 45	4-6 týdnů	411 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-QualiRod-conical-EN.pdf