

VERKON &gt; Pomůcky z plastu, pryže a kovu &gt; Pomůcky pro odběr vzorků &gt; Vzorkovače na pasty &gt; Vzorkovač QualiRod válcovitý

## Vzorkovač QualiRod válcovitý

Válcovitý dutý vrták s ostrým koncem je ideální pro odběr vzorků pevných měkkých látek (různé druhy past). K vytlačení vzorku z dutiny vrtáku se používá kovová tyčinka.

- vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 10 mm
- hloubka vrtání do 200 mm
- celková délka 260 mm
- nerezová ocel (AISI 304)
- sterilizovatelný



Obj. číslo	Typ	Hloubka zavrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 121	QualiRod válcovitý	200	2-3 týdny	3 968 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Vnitřní rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 360 021 1	Kufřík přenosný	258 x 178 x 45	4-6 týdnů	411 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-QualiRod-cylindrical-EN.pdf