

## Vzorkovač Vampire

Vzorkovač Vampír slouží ke snadnému odebrání kapalných vzorků, a to i z větších hloubek. Je ideální pro vzorkování v řadě průmyslových aplikací a při sledování kvality vody z důvodu ochrany životního prostředí. Skládá se z pohonné jednotky, čerpadla, hadic a odběrové láhve. Vzorek přichází do styku pouze s hadicí a vzorkovací láhví a tím se snižuje riziko jeho kontaminace.



- snadná obsluha, bateriový provoz
- samonasávací peristaltické čerpadlo (rychlost čerpání až 2,0 l/min)
- jednoduchá výměna a čištění hadic (zabraňuje kontaminaci vzorků)
- sání z hloubky až 5 m
- vhodný pro odběr kontaminovaných vzorků nebo vzorků obsahujících pevné částice s maximální viskozitou 500 mPas
- oblast použití: odběr vzorků ze sudů, nádrží, studní, čističek odpadních vod atd.
- volitelné příslušenství (sací a čerpací hadice jiných délek, láhve na vzorky, koše na láhve) Vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pohonná jednotka, hlava čerpadla, 30 cm čerpací hadice z marprenu, 5 m sací hadice (PE), hadicový konektor (PP), 2 dobíjecí baterie, nabíječka, 250ml odběrová láhev (LDPE), koš na odběrovou láhev a přenosný kufřík

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 271	Vampire	Včetně hlavy čerpadla, 30cm čerpací a 5m sací hadice, hadicového konektoru, 2 dobíjecích baterií, nabíječky, 250ml odběrové láhve, koše na láhev a přenosného kufříku	4-6 týdnů	28 814 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-Vampire-sampler-EN.pdf