

## VZORKOVAČE NA KAPALINY

VERKON &gt; Pomůcky z plastu, pryže a kovu &gt; Pomůcky pro odběr vzorků &gt; Vzorkovače na kapaliny

### Vzorkovač na kapaliny, nerez ocel V4A

Novinka

Vzorkovače z nerezové oceli se používají k odběrům kapalných vzorků a vzorků s vyšší viskozitou. Ve spodní části vzorkovače je výpustný ventil – odebraný vzorek se vypustí jeho stlačením o hrdlo láhve.

- dva typy, které se liší objemem a hloubkou ponoru:
  - objem 50 ml, max. hloubka ponoru 425 mm
  - objem 100 ml, max. hloubka ponoru 500 mm
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (V4A), AISI 316L
- autoklávatelné při 121 °C
- vhodné pro potravinářství
- snadná manipulace jednou rukou



#### Technické údaje

Objem	Celková délka	Hloubka ponoru	Výška naběračky	Vnější průměr
50 ml	455 mm	max. 425 mm	106 mm	32 mm
100 ml	531 mm	max. 500 mm	182 mm	32 mm

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Hloubka ponoru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 260 003	Vzorkovač na kapaliny	50	max. 425	2-3 týdny	7 154 Kč
399 153 260 004	Vzorkovač na kapaliny	100	max. 500	2-3 týdny	8 264 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Video k produktu

Vzorkovače na kapaliny, Bürkle

### Vzorkovač na kapaliny, otvory na prsty, nerez ocel V4A

Novinka

Vzorkovače z nerezové oceli se používají k odběrům kapalných vzorků a vzorků s vyšší viskozitou. Ve spodní části vzorkovače je výpustný ventil, který se otevře povytáhnutím rukojeti pomocí palce.




- dva typy, které se liší objemem a hloubkou ponoru:
  - objem 50 ml, max. hloubka ponoru 380 mm
  - objem 100 ml, max. hloubka ponoru 450 mm
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (V4A), AISI 316L
- autoklávovatelné při 121 °C
- vhodné pro potravinářství
- snadná manipulace jednou rukou

Technické údaje				
Objem	Celková délka	Hloubka ponoru	Výška naběračky	Vnější průměr
50 ml	460 mm	max. 380 mm	102 mm	32 mm
100 ml	540 mm	max. 450 mm	177 mm	32 mm

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Hloubka ponoru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 260 001	Vzorkovač na kapaliny	50	max. 380	2-3 týdny	6 138 Kč
399 153 260 002	Vzorkovač na kapaliny	100	max. 450	2-3 týdny	6 769 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Video k produktu


 Vzorkovače na kapaliny, Bürkle

## Vzorkovač ChemoSampler

Vzorkovač ChemoSampler je určen pro odběr agresivních kapalných vzorků (kyselin, zásad) a vzorků s nízkou viskozitou. Vzorky se pomocí vzorkovače natáhnou přímo do šroubovací vzorkovací láhve. Uzávěr vzorkovacích láhví je opatřen odtrhovacím kroužkem.

- materiál: PP (vzorkovač); HDPE (vzorkovací láhev s UN kódem), PP (uzávěr láhve)
- teplotní odolnost: 5 - 110 °C
- odběr vzorků z hloubky až 2 m (pomocí prodlužovací tyče - objednává se samostatně)
- volitelné příslušenství: prodlužovací tyč o délce 1 m, čtyřhranné vzorkovací láhve o objemu 500 nebo 1000 ml
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1000ml čtyřhranná vzorkovací láhev z HDPE (UN3H1/X2.5) s modrým uzávěrem z PP



 Před odběrem vzorku si ověřte chemickou odolnost vzorkovače vůči odebíranému vzorku!

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 153 361 000	ChemoSampler	Včetně 1000ml čtyřhranné vzorkovací láhve z HDPE (UN3H1/X2.5) s modrým uzávěrem z PP	1-2 týdny	2 568 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Příslušenství:

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 103 420 500 2	Láhev čtyřhranná, HDPE, objem 500 ml, UN3H1/X1.5 (včetně modrého uzávěru s odhřívacím kroužkem, PP)	3-4 týdny	86 Kč
399 103 421 000 2	Láhev čtyřhranná, HDPE, objem 1000 ml, UN3H1/X2.5 (včetně modrého uzávěru s odhřívacím kroužkem, PP)	2-3 týdny	87 Kč
399 153 360 100	Tyč prodlužovací, délka 1 m	4-6 týdnů	1 274 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení


 Data-Sheet-Bürkle-ChemoSampler-EN.pdf

## Vzorkovač jednorázový DispoSampler

Jednorázové vzorkovače DispoSampler se používají k odběrům kapalných vzorků, vzorků s vyšší viskozitou, prášků a granulátů. Jejich používání zabraňuje kontaminaci vzorků a výrazně urychluje práci (odpadá nutnost čištění). Výhodou je i ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci. V naší nabídce najdete 4 typy nesterilních jednorázových vzorkovačů.

- LiquiDispo pro odběr vzorků s max. viskozitou 10 000 mPas
- ViscoDispo pro odběr vzorků s vysokou viskozitou (max. 100 000 mPas)
- MicroDispo pro odběr velmi malých vzorků (nejčastěji ve farmaceutickém průmyslu); vhodný pro syké materiály do velikosti částic 0,5 mm
- ZoneDispo pro odběr vzorků ze tří různých vrstev; vhodný pro syké materiály do velikosti částic 2 mm
- nesterilní
- materiál: HDPE
- 20 ks v balení (baleno jednotlivě)




 Jednorázové vzorkovače lze dodat i v délce 1000 mm nebo ve sterilním provedení (sterilizace  $\gamma$ -zářením) – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 931 120	LiquiDispo	100	21	500	20	2-3 týdny	3 790 Kč
399 153 933 320	ViscoDispo	100	21	500	20	2-3 týdny	3 790 Kč




Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 932 240	MicroDispo	10	21	500	20	2-3 týdny	4 205 Kč
399 153 934 420	ZoneDispo	100	25	500	20	2-3 týdny	5 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-DispoSampler-EN.pdf

### Video k produktu

-  Vzorkovač Bürkle ZoneDispo
-  Vzorkovač Bürkle MicroDispo
-  Vzorkovač Bürkle LiquiDispo a ViscoDispo

## Vzorkovač Vampire

Vzorkovač Vampír slouží ke snadnému odebírání kapalných vzorků, a to i z větších hloubek. Je ideální pro vzorkování v řadě průmyslových aplikací a při sledování kvality vody z důvodu ochrany životního prostředí. Skládá se z pohonné jednotky, čerpadla, hadic a odběrové láhve. Vzorek přichází do styku pouze s hadicí a vzorkovací láhví a tím se snižuje riziko jeho kontaminace.




- snadná obsluha, bateriový provoz
- samonasávací peristaltické čerpadlo (rychlost čerpání až 2,0 l/min)
- jednoduchá výměna a čištění hadic (zabraňuje kontaminaci vzorků)
- sání z hloubky až 5 m
- vhodný pro odběr kontaminovaných vzorků nebo vzorků obsahujících pevné částice s maximální viskozitou 500 mPas
- oblast použití: odběr vzorků ze sudů, nádrží, studní, čističek odpadních vod atd.
- volitelné příslušenství (sací a čerpací hadice jiných délek, láhve na vzorky, koše na láhve) Vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pohonná jednotka, hlava čerpadla, 30 cm čerpací hadice z marprenu, 5 m sací hadice (PE), hadicový konektor (PP), 2 dobíjecích baterie, nabíječka, 250ml odběrová láhev (LDPE), koš na odběrovou láhev a přenosný kufřík

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 271	Vampire	Včetně hlavy čerpadla, 30cm čerpací a 5m sací hadice, hadicového konektoru, 2 dobíjecích baterií, nabíječky, 250ml odběrové láhve, koše na láhev a přenosného kufříku	4-6 týdnů	28 814 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Vampire-sampler-EN.pdf