

VZORKOVAČE NA KAPALINY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Vzorkovače na kapaliny

Vzorkovač jednorázový DispoSampler

Jednorázové vzorkovače DispoSampler se používají k odběrům kapalných vzorků, vzorků s vyšší viskozitou, prášků a granulátů. Jejich používání zabraňuje kontaminaci vzorků a výrazně urychluje práci (odpadá nutnost čištění). Výhodou je i ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci. V naší nabídce najdete 4 typy nesterilních jednorázových vzorkovačů.



- LiquiDispo pro odběr vzorků s max. viskozitou 10 000 mPas
- ViscoDispo pro odběr vzorků s vysokou viskozitou (max. 100 000 mPas)
- MicroDispo pro odběr velmi malých vzorků (nejčastěji ve farmaceutickém průmyslu); vhodný pro sypké materiály do velikosti částic 0,5 mm
- ZoneDispo pro odběr vzorků ze tří různých vrstev; vhodný pro sypké materiály do velikosti částic 2 mm
- nesterilní
- materiál: HDPE
- 20 ks v balení (baleno jednotlivě)

i Jednorázové vzorkovače lze dodat i v délce 1000 mm nebo ve sterilním provedení (sterilizace γ -zářením) – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Průměr [mm]	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 931 120	LiquiDispo	100	21	500	20	2-3 týdny	3 723 Kč
399 153 933 320	ViscoDispo	100	21	500	20	2-3 týdny	3 723 Kč
399 153 932 240	MicroDispo	10	21	500	20	2-3 týdny	4 131 Kč
399 153 934 420	ZoneDispo	100	25	500	20	2-3 týdny	5 525 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-DispoSampler-EN.pdf

Video k produktu

- Vzorkovač Bürkle ZoneDispo
- Vzorkovač Bürkle MicroDispo
- Vzorkovač Bürkle LiquiDispo a ViscoDispo

Vzorkovač ChemoSampler

Vzorkovač ChemoSampler je určen pro odběr agresivních kapalných vzorků (kyselin, zásad) a vzorků s nízkou viskozitou. Vzorky se pomocí vzorkovače natáhnou přímo do šroubovací vzorkovací láhve. Uzávěr vzorkovacích láhví je opatřen odtrhovacím kroužkem.



- materiál: PP (vzorkovač); HDPE (vzorkovací láhev s UN kódem), PP (uzávěr láhve)
- teplotní odolnost: 5 - 110 °C
- odběr vzorků z hloubky až 2 m (pomocí prodlužovací tyče - objednává se samostatně)
- volitelné příslušenství: prodlužovací tyč o délce 1 m, čtyřhranné vzorkovací láhve o objemu 500 nebo 1000 ml
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1000ml čtyřhranná vzorkovací láhev z HDPE (UN3H1/X2.5) s modrým uzávěrem z PP

i Před odběrem vzorku si ověřte chemickou odolnost vzorkovače vůči odebíranému vzorku!

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 153 361 000	ChemoSampler	Včetně 1000ml čtyřhranné vzorkovací láhve z HDPE (UN3H1/X2.5) s modrým uzávěrem z PP	1-2 týdny	2 523 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství:

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 103 420 500 2	Láhev čtyřhranná, HDPE, objem 500 ml, UN3H1/X1.5 (včetně modrého uzávěru s odtrhovacím kroužkem, PP)	3-4 týdny	84 Kč
399 103 421 000 2	Láhev čtyřhranná, HDPE, objem 1000 ml, UN3H1/X2.5 (včetně modrého uzávěru s odtrhovacím kroužkem, PP)	2-3 týdny	86 Kč
399 153 360 100	Tyč prodlužovací, délka 1 m	4-6 týdnů	1 251 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-ChemoSampler-EN.pdf

Vzorkovač Vampire

Vzorkovač Vampír slouží ke snadnému odebrání kapalných vzorků, a to i z větších hloubek. Je ideální pro vzorkování v řadě průmyslových aplikací a při sledování kvality vody z důvodu ochrany životního prostředí. Skládá se z pohonné jednotky, čerpadla, hadic a odběrové láhve. Vzorek přichází do styku pouze s hadicí a vzorkovací láhví a tím se snižuje riziko jeho kontaminace.



- snadná obsluha, bateriový provoz
- samonasávací peristaltické čerpadlo (rychlost čerpání až 2,0 l/min)
- jednoduchá výměna a čištění hadic (zabraňuje kontaminaci vzorků)
- sání z hloubky až 5 m
- vhodný pro odběr kontaminovaných vzorků nebo vzorků obsahujících pevné částice s maximální viskozitou 500 mPas
- oblast použití: odběr vzorků ze sudů, nádrží, studní, čističek odpadních vod atd.

- volitelné příslušenství (sací a čerpací hadice jiných délek, láhve na vzorky, koše na láhve) Vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pohonná jednotka, hlava čerpadla, 30 cm čerpací hadice z marprenu, 5 m sací hadice (PE), hadicový konektor (PP), 2 dobíjecí baterie, nabíječka, 250ml odběrová láhev (LDPE), koš na odběrovou láhev a přenosný kufřík

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 271	Vampire	Včetně hlavy čerpadla, 30cm čerpací a 5m sací hadice, hadicového konektoru, 2 dobíjecích baterií, nabíječky, 250ml odběrové láhve, koše na láhev a přenosného kufříku	4-6 týdnů	27 468 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Vampire-sampler-EN.pdf