

## VZORKOVAČE NA MLÉKO

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na mléko

### Vzorkovač na sušené mléko

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: cca 230 ml
- materiál: nerezová ocel
- rozměry (průměr x celková délka): 28 x 375 mm



Obj. číslo	Popis	Materiál	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 125	Vzorkovač na sušené mléko	Nerezová ocel	28 x 375	4-6 týdnů	3 631 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Naběračka mléka, hliníková s výlevkou

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 120 a 250 ml
- materiál: hliník
- výlevka



Technické údaje						
Typ	Objem	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d	b
<b>3030</b>	125 ml	85 mm	540 mm	625 mm	43 mm	53 mm
<b>3031</b>	250 ml	80 mm	540 mm	620 mm	65 mm	53 mm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 030	3030	125	625	4-6 týdnů	1 190 Kč
399 885 003 031	3031	250	620	4-6 týdnů	1 441 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Naběračka mléka, nerezová

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 130, 250 a 450 ml
- materiál: nerezová ocel



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 033	3033	130	79	350	4-6 týdnů	1 025 Kč
399 885 003 034	3034	250	97	465	4-6 týdnů	1 356 Kč
399 885 003 035	3035	450	118	480	4-6 týdnů	1 726 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Míchadlo na mléko

Výrobci a značky: Funke Gerber

- kulaté, děrované
- materiál: nerezová ocel
- rozměry (průměr x délka): 160 x 770 mm



Obj. číslo	Popis	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 021	Míchadlo na mléko	Kulaté děrované, průměr 160 mm, délka 770 mm, nerezová ocel	4-6 týdnů	2 324 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Láhev na vzorek mléka

Výrobci a značky: Funke Gerber

- objem: 50 ml
- materiál: PP
- horní průměr (vnitřní/vnější): 24/27 mm
- spodní průměr (vnější): 32 mm
- výška: 104 mm
- kovové dno
- **informace k dodávce:** zátka **není** součástí dodávky láhve (objednává se samostatně)



#### Láhev na vzorek mléka

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 041	50	S kovovým dnem, bez zátky, PP	4-6 týdnů	69 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Zátka k láhvím na vzorek mléka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 042	Zátka pro láhev s kovovým dnem o objemu 50 ml	4-6 týdnů	32 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Stojan na vzorkovací láhve na mléko

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 091	Drátěný stojan na 50 ks 50ml láhví s kovovým dnem	4-6 týdnů	3 059 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*