

## VZORKOVAČE NA PASTY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Vzorkovače na pasty

### Vzorkovač QualiRod kónický

Kónický ruční vrták s ostrými okraji a pevnou rukojetí je ideální pro odebrání vzorků z pevných látek s vyšším odporem (sýr, máslo, jíl, mýdlo, vosk...), ze kterých se dá také snadno vyjmout.



- ostrý břit (hloubka zavrtání 105 nebo 155 mm)
- pevná rukojeť
- nerezová ocel (AISI 420B)
- autoklávatelný
- dle normy EN/ISO 707

Obj. číslo	Typ	Hloubka zavrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 111	QualiRod kónický	105	2-3 týdny	1 808 Kč
399 100 053 112	QualiRod kónický	155	2-3 týdny	2 910 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Vnitřní rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 360 021 2	Kufřík přenosný	258 x 178 x 45	4-6 týdnů	411 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-QualiRod-conical-EN.pdf

### Vzorkovač QualiRod válcovitý

Válcovitý dutý vrták s ostrým koncem je ideální pro odběr vzorků pevných měkkých látek (různé druhy past). K vytlačení vzorku z dutiny vrtáku se používá kovová tyčinka.



- vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 10 mm
- hloubka vrtání do 200 mm
- celková délka 260 mm
- nerezová ocel (AISI 304)
- sterilizovatelný

Obj. číslo	Typ	Hloubka zavrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 053 121	QualiRod válcovitý	200	2-3 týdny	3 968 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Příslušenství**

Obj. číslo	Popis	Vnitřní rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 360 021 1	Kufřík přenosný	258 x 178 x 45	4-6 týdnů	411 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Bürkle-QualiRod-cylindrical-EN.pdf](#)