

## VZORKOVAČE NÁSOSKOVÉ

VERKON &gt; Pomůcky z plastu, pryže a kovu &gt; Pomůcky pro odběr vzorků &gt; Vzorkovače násoskové

### Vzorkovač násoskový, jednorázový

Materiál: PE

Jednorázové násoskové vzorkovače slouží k jednoduchému odběru silně adhezivních vzorků. Jsou vyrobeny z polyethylenu, který zaručuje dobrý skluz vzorku a minimalizuje jeho zachycení na stěnách vzorkovače. K dispozici jsou tři varianty lišící se rozměry.

- průhledný materiál (dobře viditelná hladina vzorku)
- objem: 75, 175 nebo 275 ml
- průměr vzorkovače: 27 mm



Obj. číslo	Objem [ml]	Hloubka ponoru [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 538 750	75	350	500	1-2 týdny	273 Kč
399 100 538 775	175	600	750	1-2 týdny	514 Kč
399 105 387 100	275	850	1000	1-2 týdny	709 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

[Data-Sheet-Bürkle-Disposable-plunging-siphon-EN.pdf](#)

### Vzorkovač násoskový DipSampler

Materiál: PP

Násoskové vzorkovače slouží k jednoduchému odběru kapalných vzorků. Jsou vyrobeny z průhledného polypropylenu, což usnadňuje odběr vzorku. K dispozici jsou tři varianty lišící se rozměry.

- průhledný materiál (dobře viditelná hladina vzorku)
- objem: 140, 280 nebo 500 ml
- vzorkovač s objemem 500 ml má plynule nastavitelnou délku v rozmezí 1000 - 2000 mm
- průměr vzorkovače: 25 mm
- horní konec opatřen zpětným ventilem, dolní konec kulovým ventilem



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 561 550	140	500	1-2 týdny	1 376 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Délka [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
399 105 615 100	280	1000	1-2 týdny	1 478 Kč
399 105 615 200	500	1000 - 2000	1-2 týdny	1 774 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### **Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Bürkle-DipSampler-plunging-siphon-EN.pdf](#)