

## Zařízení filtrační LLG, pro vakuovou filtraci

Novinka

Kompletní sestava z borosilikátového skla vhodná pro vakuovou filtraci. Sestava obsahuje: nálevku, nástavec s fritou S2, Erlenmeyerovu baňku na filtrát a kovovou svorku.



- objem nálevky: 300 ml (graduace do 250 ml)
- připojení nálevky k nástavci s fritou P100 (S2) pomocí kovové svorky
  - na nástavec lze vložit i filtrační papír nebo membránové filtry o průměru 47 mm (nejsou součástí dodávky)
- připojení nástavce k Erlenmeyerově baňce o objemu 1000 nebo 2000 ml pomocí normalizovaného zábrusu NZ 45/40
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí hadicové olivky GL 14 na nástavci

**i** V naší nabídce najdete i nástavce s fritou S1 nebo S3 a náhradní díly – náhradní nálevku, nástavec s fritou S1 i Erlenmeyerovy baňky.

### Kompletní sestavy

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Objem baňky na filtrát [ml]	Dostupnost	Cena / sada
120 646 291 850	Filtrační zařízení	300	1000	2-3 týdny	3 340 Kč
120 646 291 851	Filtrační zařízení	300	2000	2-3 týdny	3 845 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Nástavce s fritou P160 (S1), P40 (S3), náhradní díly

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
120 646 291 857	Nástavec s fritou P160 (S1), NZ 45/40 plášť, plastová olivka GL 14 (pro filtry o průměru 47 mm)	3-4 týdny	2 050 Kč
120 646 291 858	Nástavec s fritou P40 (S3), NZ 45/40 plášť, plastová olivka GL 14 (pro filtry o průměru 47 mm)	3-4 týdny	1 925 Kč
120 646 291 856	Náhradní nástavec s fritou P100 (S2), NZ 45/40 plášť, plastová olivka GL 14 (pro filtry o průměru 47 mm)	3-4 týdny	1 800 Kč
120 646 291 854	Náhradní nálevka, objem 300 ml	3-4 týdny	925 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
120 646 291 852	Náhradní Erlenmeyerova baňka, objem 1000 ml, NZ 45/40 jádro	3-4 týdny	840 Kč
120 646 291 853	Náhradní Erlenmeyerova baňka, objem 2000 ml, NZ 45/40 jádro	3-4 týdny	1 592 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*