

Zařízení filtrační Sartorius, pro vakuovou filtraci

Kompletní sestava z borosilikátového skla vhodná pro vakuovou filtraci.

- objem nálevky: 250 ml (graduace 100, 125, 150, 175, 200, 225 a 250 ml)
- podložka pod membránový filtr z borosilikátového skla s PTFE kroužkem
- pro membránové filtry o průměru 47 mm ([filtry se objednávají samostatně](#))
- připojení nálevky k nástavci pomocí kovové svorky
- připojení nástavce k Erlenmeyerově baňce o objemu 1000 ml pomocí normalizovaného zábrusu
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí šroubovací PP hadicové olivky na nástavci
- filtrovaná látka může přijít do styku pouze s částmi vyrobenými ze skla a PTFE
- **oblast použití:** odstraňování částic z rozpouštědel pro analytická stanovení a čištění roztoků, čištění a odplyňování rozpouštědel a směsí rozpouštědel pro HPLC, GC a AA



Obj. číslo	Popis	Průměr membrány [mm]	Podložka membrány	Dostupnost	Cena / ks
624 010 816 309	Filtrační zařízení	50	Sklo/PTFE	4-6 týdnů	17 576 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.