

Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní

Akce

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

Kompletní sestava tvořená filtrační nálevkou s víčkem a olivkou pro připojení vakua a sběrné láhve na filtrát. Součástí nálevky je membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45 μm .



- sterilní (sterilizováno γ -zářením, SAL 10^{-6})
- objem nálevky: 150, 250, 500 nebo 1000 ml
- membránový filtr s velikostí pórů 0,22 nebo 0,45 μm
- dobrý průtok, nízká vazba proteinů
- materiál: nálevka s filtrem PES, sběrná láhev PS
- olivka pro připojení vakuové hadice ID 8 - 12 mm
- sběrná láhev se závitem a šroubovacím víčkem z PE (lze ji tedy využít i pro skladování filtrátu)

i V naší nabídce najdete i kompletní [filtrační zařízení z borosilikátového skla](#).

Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,22 μm

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [μm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 200	Vakuový filtrační systém	150	0,22	10 ks	161 Kč 137 Kč
130 647 697 201	Vakuový filtrační systém	250	0,22	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
130 647 697 202	Vakuový filtrační systém	500	0,22	3-4 týdny	215 Kč
130 647 697 203	Vakuový filtrační systém	1000	0,22	5 ks	345 Kč 293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vakuový filtrační systém, membránový filtr s porozitou 0,45 μm

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [μm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 206	Vakuový filtrační systém	500	0,45	3-4 týdny	215 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Porozita [μm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 697 207	Vakuový filtrační systém	1000	0,45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 130 647 697 206	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 500, Porozita [μm]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	3 ks	215 Kč 172 Kč
OUT 130 647 697 207	Zařízení pro vakuovou filtraci Labsolute, PES, sterilní, Objem nálevky [ml]: 1000, Porozita [μm]: 0,45; Exspirace: 31.08.2025	Nové	3 ks	345 Kč 276 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.