

## Zásobník špiček TipBox SL, nesterilní, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Zásobník TipBox SL lze lehce otevírat výkyvně nebo posuvem do dvou stran.

- prázdný nebo plný se špičkami
- opakovaně použitelný, autoklávatelný
- nepoužité špičky zůstávají zakryté (snižování rizika kontaminace)
- jednoduché doplňování špičkami ze zásobníku Tip Rack
- vhodný pro práci s vícekanálovými pipetami



### Zásobník špiček TipBox SL bez špiček

Obj. číslo	Provedení	Pro objem špiček [μl]	Barva zásobníku	Dostupnost	Cena / ks
160 980 732 990	Prázdný, bez špiček	do 50	Šedá	3-4 týdny	119 Kč
160 980 732 992	Prázdný, bez špiček	do 200	Žlutá	3-4 týdny	119 Kč
160 980 732 994	Prázdný, bez špiček	do 300	Zelená	3-4 týdny	139 Kč
160 980 732 996	Prázdný, bez špiček	do 1000	Modrá	3-4 týdny	139 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Zásobník špiček TipBox SL se špičkami

Obj. číslo	Provedení	Objem špiček [μl]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 202	Plný, se špičkami	0,1 - 20	5 x 96	Šedá	480	Na dotaz	1 114 Kč
396 870 702 204	Plný, se špičkami	0,5 - 20	5 x 96	Šedá	480	Na dotaz	1 043 Kč
396 870 712 206	Plný, se špičkami	2 - 200	5 x 96	Žlutá	480	3-4 týdny	995 Kč
396 870 702 208	Plný, se špičkami	5 - 300	5 x 96	Zelená	480	Na dotaz	995 Kč
396 870 712 210	Plný, se špičkami	50 - 1000	5 x 96	Modrá	480	Na dotaz	1 021 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*