

Záznamník teploty testo, série 174 T pro potravinářství a farmacii

Výrobci a značky: Testo

Záznamníky testo série 174 jsou ideální pro monitorování a záznam teploty při skladování. Pracují v teplotním rozmezí od -30 do 70 °C a jsou vybaveny vnitřní pamětí pro až 16 000 naměřených hodnot. Jsou ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl.




Základní charakteristika záznamníků teploty 174 T:

■ 2 typy:

- **174 T** s rozhraním USB-C a PC softwarem testo ComSoft Basic (software umožňuje rychlé naprogramování záznamníku a jednoduchou analýzu dat)
- **174 T BT** s rozhraním Bluetooth a aplikací testo Smart App (aplikace testo Smart App usnadňuje konfiguraci a analýzu dat a díky Bluetooth lze data odečítat až na vzdálenost 30 metrů)
- dobře čitelný displej, jednoduché ovládání
- paměť pro až 16 000 naměřených hodnot
- vysoké zabezpečení dat (automatické zálohování dat při vybití baterie nebo během její výměny)
- v souladu s EN 12830, splňují předpisy HACCP a NSF
- krytí IP65
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nástěnný držák, 2x CR2032 lithiová baterie, a pro typ 174 T i USB kabel

Technické údaje		
Typ	174 T	174 T BT
Rozhraní	USB-C 2.0	Bluetooth
Software	testo ComSoft Basic (s povinnou registrací zdarma ke stažení) testo ComSoft Professional (objednává se samostatně)	testo Smart App (zdarma ke stažení pro iOS a Android)
Export dat	PDF / XLS / HTML / CSV	PDF / CSV / JSON
Typ sondy	NTC	digitální
Měřicí rozsah:	-30 ... 70 °C	
Rozlišení:	0,1 °C	
Přesnost:	±0,5 °C	
Paměť	16 000 naměřených hodnot	

Interval měření	1 min - 24 hodin
Rozměry	60 x 38 x 18,5 mm
Hmotnost	cca 35 g
Napájení	2x 3V knoflíková baterie CR 2032 (životnost cca 500 dnů, interval měření 15 min při 25 °C)
Krytí	IP65
 Záznamník teploty testo 174 T BT nesmí přijít do styku s nebalenými potravinami.	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 885 721 741	174 T	S rozhraním USB-C a PC softwarem testo ComSoft Basic, včetně nástěnného držáku, baterií a USB kabelu	2-3 týdny	1 950 Kč
471 885 721 742	174 T BT	S rozhraním Bluetooth a aplikací testo Smart App, včetně nástěnného držáku a baterií	2-3 týdny	2 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.