

Zdroj studeného světla - halogenové osvětlení pro stereoskopické mikroskopy

Výrobci a značky: Euromex

Přenosné osvětlení pro stereoskopické mikroskopy s jedním ohebným světlovodem typu husí krk. Zdrojem světla je 20W halogenová žárovka. Intenzita osvětlení je přednastavená z výroby a nelze ji regulovat.



- samonosný světlovod ze skleněných vláken, Ø 6 mm, délka 400 mm
- zdroj světla: 20W halogenová žárovka, 3 000 K
- intenzitu světla nelze měnit
- rozměry (š x h x v): 110 x 165 x 80 mm
- napájení: 230 V, 50/60 Hz
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): zaostřovací hlava, zaostřovací hlava s irisovou clonou, asférická zaostřovací čočka, konverzní filtr, náhradní halogenová žárovka

Zdroj studeného světla

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 355 209	Zdroj studeného světla pro stereoskopické mikroskopy	S ohebným světlovodem typu husí krk s 20W halogenovou žárovkou, barva světla 3000 K	3-4 týdny	7 510 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
457 870 355 222	LE.5222	Zaostřovací hlava vhodná pro zaostřovací asférickou čočku LE.5224 nebo konverzní filtr LE.5231	Kontaktujte nás	
457 870 355 228	LE.5228	Zaostřovací hlava s irisovou clonou (připevňuje se na hlavu LE.5222)	Kontaktujte nás	
457 870 355 224	LE.5224	Asférická zaostřovací čočka pro hlavu LE.5222 nebo LE.5228	Kontaktujte nás	
457 870 355 231	LE.5231	Konverzní filtr KB-12/80B (používá se v kombinaci s hlavou LE.5222)	Kontaktujte nás	
457 870 135 208	SL.5208	Náhradní 20W halogenová žárovka do světlovodu (životnost cca 4000 hodin)	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Cold-light-source-Version-20-W-Halogen-EN.pdf