

## Židle laboratorní a ordinační Kovonax, antistatická

Antistatické židle Kovonax s nosností až 150 kg jsou vhodné pro laboratoře, ordinace, operační sály apod. Používají se všude tam, kde může statická elektřina představovat problém.

- 2 typy: **FORMEX nerez** s výškově nastavitelným sedákem i opěrákem a **FORM HK nerez** s výškově nastavitelným sedákem
- nastavení výšky sezení nožním pedálem bez pomoci rukou
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest), barva černá nebo bílá
- stabilní **nerezová** konstrukce
- podnož tvaru "f"
- pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy (kolečka lze nahradit kluzáky - v případě zájmu o toto provedení napište poznámku do objednávky)



Technické údaje			
Typ		FORMEX nerez	FORM HK nerez
Výškově nastavitelný sedák		ano	ano
Sedák	Rozměry	Ø 400 mm	Ø 400 mm
	Tloušťka	50 mm	50 mm
	Sedací výška	580 - 700 mm	530 - 640 mm
Výškově nastavitelný opěrák		ano (nastavení aretačním šroubem)	-
Celková výška		970 - 1080 mm	530 - 640 mm
Celková šířka		620 mm	620 mm
Hmotnost		11,5 kg	8,5 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V107CDB	FORMEX nerez B	Bílá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nastavení výšky opěradla aretačním šroubem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	17 030 Kč
V107CDB	FORMEX nerez Č	Černá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nastavení výšky opěradla aretačním šroubem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	17 030 Kč
V108CDB	FORM HK nerez B	Bílá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	14 430 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
V108CDB	FORM HK nerez Č	Černá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	14 430 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*