

Židle laboratorní a ordinační Kovonax FORMED

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba. FORMED je **nejprodávanejším typem laboratorní židle** v našem e-shopu.



- výškově nastavitelný sedák i opěrák
- sedák Ø 400 mm; sedací výška 510 - 700 mm
- podpěra pro opření nohou
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka

Židle FORMED (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V3643	FORMED	Sedačka otočná s opěrákem, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	8 770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf