

Židle laboratorní a ordinační Kovonax, různé typy

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.



- výškově nastavitelný sedák (kromě typu ESTER)
- některé modely i s výškově nastavitelným opěrákem
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka nebo patky (dle modelu)

Technické údaje				
Typ	Sedák	Výškově nastavitelný sedák	Sedací výška	Výškově nastavitelný opěrák
MONA II	Ø 400 mm	ano	530 - 720 mm	ne
ZITA FK	400 x 410 mm		460 - 590 mm	
KOVONA PLUS F	450 x 420 mm		490 - 620 mm	ano
RTG	Ø 400 mm		350 - 480 mm	
ESTER	Ø 350 mm	ne	455 mm	ne

Židle Kovonax (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V044CAB	MONA II	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	8 561 Kč
V080CAB	ZITA FK	Židle otočná s opěrákem, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	9 282 Kč
V077CAB	KOVONA PLUS F	Židle otočná s opěrákem, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	10 070 Kč
V3670	RTG	Sedačka rentgenová otočná, výškově nastavitelný čalouněný sedák i opěrák, chromové provedení, patky	3-4 týdny	7 293 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V005AAB	ESTER	Sedačka pevná, čalouněná, chromové provedení, plastové patky	3-4 týdny	1 895 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf