

Židle laboratorní a ordinační Kovonax, série FORM

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.

- výškově nastavitelný sedák
- sedák potažený koženou Meditap (atest pro použití ve zdravotnictví)
- možnost volby barevného provedení sedáku (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka



Technické údaje			
Typ	Sedák	Výškově nastavitelný sedák	Sedací výška
FORM PLUS HK	Ø 400 mm	ano	490 – 680 mm
FORM PLUS			510 – 700 mm
FORM K			440 – 570 mm
FORM F			500 – 630 mm
FORM FK			500 – 630 mm

Židle FORM (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V041CAB	FORM HK	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, kolečka	3-4 týdny	4 422 Kč
V070CAB	FORM PLUS HK	Sedačka otočná, nízké čalounění, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	6 865 Kč
V040CAB	FORM PLUS	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	6 743 Kč
V051CAB	FORM F	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podnož F, kolečka	3-4 týdny	5 362 Kč
V050CAB	FORM K	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, kruhová podnož, kolečka	3-4 týdny	6 289 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V052CAB	FORM FK	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podnož F, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	7 683 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf