

ŽIDLE LABORATORNÍ A ORDINAČNÍ

VERKON > Digestoře a nábytek > Sedací nábytek > Židle laboratorní a ordinační

Taburety Kovonax, série NEMO

Stabilní taburety Kovonax NEMO s nosností až 150 kg jsou vhodné pro laboratoře, učebny, ordinace, operační sály apod. Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.



- 2 typy s výškově nastavitelným sedákem (vřetenové nastavení výšky sezení v rozsahu 220 mm)
- 1 typ s pevnou výškou
- sedák potažený koženou Meditap (atest pro použití ve zdravotnictví)
- možnost volby barevného provedení sedáku (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní **nerezová** konstrukce
- podnož osazena plastovými patkami

Technické údaje				
Typ		NEMO I	NEMO II	NEMO III
Výškově nastavitelný sedák		ano	ano	ne
Sedák	Rozměry	Ø 310 mm	Ø 310 mm	352 x 322 mm
	Tloušťka	50 mm	50 mm	50 mm
	Úhel sklonu	-	-	5°
Sedací (celková) výška		620 – 840 mm	390 – 610 mm	780 mm
Opора nohou		-	-	ve výšce 220 mm nad podlahou
Celková šířka		360 mm	360 mm	500 mm
Hmotnost		6,5 kg	5,5 kg	5 kg

Taburety Kovonax, série NEMO (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V034HDB	NEMO I	Taburet s vřetenovým výsuvem pro nastavení výšky sezení 620 až 840 mm, průměr sedáku 310 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	12 775 Kč
V035HDB	NEMO II	Taburet s vřetenovým výsuvem pro nastavení výšky sezení 390 až 610 mm, průměr sedáku 310 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	12 125 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V033HDB	NEMO III	Taburet s pevnou výškou sezení (780 mm) a oporou pro nohy ve výšce 220 mm nad podlahou, rozměry sedáku 352 x 322 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	9 230 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Za příplatek lze zvolit jiné barevné provedení čalounění:

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
KU94003	Koženka Urban pro taburety NEMO	Šedá	3-4 týdny	590 Kč
KU94006	Koženka Urban pro taburety NEMO	Béžová	3-4 týdny	590 Kč
KU94007	Koženka Urban pro taburety NEMO	Vínová	3-4 týdny	590 Kč
KU94009	Koženka Urban pro taburety NEMO	Zelená	3-4 týdny	590 Kč
KU94014	Koženka Urban pro taburety NEMO	Červená	3-4 týdny	590 Kč
KU94015	Koženka Urban pro taburety NEMO	Tyrkysová	3-4 týdny	590 Kč
KU94021	Koženka Urban pro taburety NEMO	Hnědá	3-4 týdny	590 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf

Židle laboratorní a ordinační Kovonax, antistatická

Antistatické židle Kovonax s nosností až 150 kg jsou vhodné pro laboratoře, ordinace, operační sály apod. Používají se všude tam, kde může statická elektřina představovat problém.

- 2 typy: **FORMEX nerez** s výškově nastavitelným sedákem i opěrákem a **FORM HK nerez** s výškově nastavitelným sedákem
- nastavení výšky sezení nožním pedálem bez pomoci rukou
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest), barva černá nebo bílá
- stabilní **nerezová** konstrukce
- podnož tvaru "f"
- pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy (kolečka lze nahradit kluzáky - v případě zájmu o toto provedení napište poznámku do objednávky)



Technické údaje				
Typ		FORMEX nerez		FORM HK nerez
Výškově nastavitelný sedák		ano		ano
Sedák	Rozměry	Ø 400 mm		Ø 400 mm
	Tloušťka	50 mm		50 mm
	Sedací výška	580 - 700 mm		530 - 640 mm

Výškově nastavitelný opěrák	ano (nastavení aretačním šroubem)	-
Celková výška	970 – 1080 mm	530 – 640 mm
Celková šířka	620 mm	620 mm
Hmotnost	11,5 kg	8,5 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V107CDB	FORMEX nerez B	Bílá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nastavení výšky opěradla aretačním šroubem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	17 030 Kč
V107CDB	FORMEX nerez Č	Černá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nastavení výšky opěradla aretačním šroubem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	17 030 Kč
V108CDB	FORM HK nerez B	Bílá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	14 430 Kč
V108CDB	FORM HK nerez Č	Černá koženka, nastavení výšky sezení nožním pedálem, nerezová konstrukce, pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy	3-4 týdny	14 430 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Židle laboratorní a ordinální Kovonax, série FORMEX

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.



- výškově nastavitelný sedák i opěrák
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka

Technické údaje				
Typ	Sedák	Výškově nastavitelný sedák	Sedací výška	Výškově nastavitelný opěrák
FORMEX	Ø 400 mm	ano	530 – 720 mm	ano
FORMEX FV			540 – 670 mm	
FORMEX KV			480 – 610 mm	
FORMEX FVK			540 – 670 mm	

Židle FORMEX (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V3646	FORMEX	Sedačka otočná s opěrákem, zvýšené čalounění, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	9 017 Kč
V065CAB	FORMEX FV	Sedačka otočná s opěrákem, vysoké čalounění, výškově nastavitelná, chromové provedení, podnož F, kolečka	3-4 týdny	8 941 Kč
V064CAB	FORMEX KV	Sedačka otočná s opěrákem, vysoké čalounění, výškově nastavitelná, chromové provedení, kruhová podnož, kolečka	3-4 týdny	9 870 Kč
V066CAB	FORMEX FVK	Sedačka otočná s opěrákem, vysoké čalounění, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	11 263 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf

Židle laboratorní a ordinační Kovonax FORMED

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba. FORMED je **nejprodávanejším typem laboratorní židle** v našem e-shopu.

- výškově nastavitelný sedák i opěrák
- sedák Ø 400 mm; sedací výška 510 – 700 mm
- podpora pro opření nohou
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka



Židle FORMED (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V3643	FORMED	Sedačka otočná s opěrákem, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	8 770 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf

Židle laboratorní a ordinační Kovonax, série FORM

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.

- výškově nastavitelný sedák
- sedák potažený koženou Meditap (atest pro použití ve zdravotnictví)
- možnost volby barevného provedení sedáku (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka



Technické údaje			
Typ	Sedák	Výškově nastavitelný sedák	Sedací výška
FORM PLUS HK	Ø 400 mm	ano	490 – 680 mm
FORM PLUS			510 – 700 mm
FORM K			440 – 570 mm
FORM F			500 – 630 mm
FORM FK			500 – 630 mm

Židle FORM (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V041CAB	FORM HK	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, kolečka	3-4 týdny	4 422 Kč
V070CAB	FORM PLUS HK	Sedačka otočná, nízké čalounění, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	6 865 Kč
V040CAB	FORM PLUS	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	6 743 Kč
V051CAB	FORM F	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podnož F, kolečka	3-4 týdny	5 362 Kč
V050CAB	FORM K	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, kruhová podnož, kolečka	3-4 týdny	6 289 Kč
V052CAB	FORM FK	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podnož F, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	7 683 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf

Židle laboratorní a ordinační Kovonax, série CLINE s ergonomicky tvarovaným sedákem

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.

- ergonomicky tvarovaný sedák (výškově nastavitelný)
- některé modely i s výškově nastavitelným opěrákem
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka



Technické údaje

Typ	Sedák	Výškově nastavitelný sedák	Sedací výška	Výškově nastavitelný opěrák
CLINE	420 x 350 mm	ano	540 – 730 mm	ne
CLINE F			540 – 670 mm	
CLINE K			480 – 610 mm	
CLINE FK			540 – 670 mm	
CLINE FL			560 – 690 mm	ano
CLINE KL			500 – 630 mm	
CLINE FLK			560 – 690 mm	

Židle CLINE (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Židle CLINE s ergonomicky tvarovaným sedákem, bez opěry:				
V023CAB	CLINE	Sedačka otočná, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	8 941 Kč
V048CAB	CLINE F	Sedačka otočná, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, podnož F, kolečka	3-4 týdny	7 564 Kč
V045CAB	CLINE K	Sedačka otočná, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, kruhová podnož, kolečka	3-4 týdny	8 493 Kč
V049CAB	CLINE FK	Sedačka otočná, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	9 886 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Židle CLINE s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem s horizontálním a vertikálním polohováním:				
V068CAB	CLINE FL	Sedačka otočná s opěrákem, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, podnož F, kolečka	3-4 týdny	10 161 Kč
V067CAB	CLINE KL	Sedačka otočná s opěrákem, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, kruhová podnož, kolečka	3-4 týdny	11 089 Kč
V069CAB	CLINE FLK	Sedačka otočná s opěrákem, výškově nastavitelná, ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák, chromové provedení, podpora pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	12 482 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf

Židle laboratorní a ordinační Kovonax, různé typy

Náš TIP

Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.



- výškově nastavitelný sedák (kromě typu ESTER)
- některé modely i s výškově nastavitelným opěrákem
- čalounění vhodné pro použití ve zdravotnictví (atest)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní chromová konstrukce, kolečka nebo patky (dle modelu)

Technické údaje				
Typ	Sedák	Výškově nastavitelný sedák	Sedací výška	Výškově nastavitelný opěrák
MONA II	Ø 400 mm	ano	530 – 720 mm	ne
ZITA FK	400 x 410 mm		460 – 590 mm	
KOVONA PLUS F	450 x 420 mm		490 – 620 mm	ano
RTG	Ø 400 mm		350 – 480 mm	
ESTER	Ø 350 mm	ne	455 mm	ne

Židle Kovonax (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V044CAB	MONA II	Sedačka otočná, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	8 561 Kč
V080CAB	ZITA FK	Židle otočná s opěrákem, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	9 282 Kč
V077CAB	KOVONA PLUS F	Židle otočná s opěrákem, čalouněná, výškově nastavitelná, chromové provedení, podpěra pro opření nohou, kolečka	3-4 týdny	10 070 Kč
V3670	RTG	Sedačka rentgenová otočná, výškově nastavitelný čalouněný sedák i opěrák, chromové provedení, patky	3-4 týdny	7 293 Kč
V005AAB	ESTER	Sedačka pevná, čalouněná, chromové provedení, plastové patky	3-4 týdny	1 895 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf