

Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, sodnovápenaté sklo, Objem [ml]: 15, Provedení: Bílá stupnice 1 až 10 ml, dělení 0,1 ml, ryska na 15 ml, Balení [ks]: 100

Materiál: Sodnovápenaté sklo

Výrobci a značky: Marienfeld

- objem: cca 15 ml
- provedení: bez stupnice, se stupnicí 1 až 10 ml a ryskou na 15 ml nebo se stupnicí 1 až 15 ml
- rozměry (průměr x délka): 16/17 x 112/113 mm
- vyhnutý okraj
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
634 993 910 002	15	Bez stupnice	100	4-6 týdnů	2 146 Kč
634 993 910 012	15	Bílá stupnice 1 až 10 ml, dělení 0,1 ml, ryska na 15 ml	100	4-6 týdnů	5 823 Kč
634 993 910 022	15	Bílá stupnice 1 až 15 ml, dělení 0,1 ml	100	4-6 týdnů	5 823 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.