

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Zkumavky centrifugační > Zkumavka centrifugační, typ Falcon, pro vzorky citlivé na světlo, PP

Zkumavka centrifugační, typ Falcon, pro vzorky citlivé na světlo, PP

Materiál: PP

- objem: 15 a 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno s graduací
- materiál: průhledný hnědý (amber) PP
- šroubový uzávěr (PE) s rýhováním pro lepší manipulaci
- bílá graduace (objem 15 ml po 0,5 ml, objem 50 ml po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- max. RCF: 6000 x g
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány v hromadném balení v sáčku po 50 kusech nebo jednotlivě balené s certifikací bez nukleáz a pyrogenů, s označením šarže, data výroby i spotřeby (jde o variantu sterilní/gamma záření)



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [stojany na zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Centrifugační zkumavky o objemu 15 ml, rozměry (průměr x délka) 17 x 120 mm

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 001	15	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	340 Kč
130 067 812 007	15	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	413 Kč
130 067 812 002	15	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	723 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, rozměry (průměr x délka) 30 x 120 mm

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	------------	-----------	-------	-------------	------------	-------------

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 067 812 003	50	Nesterilní	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	458 Kč
130 067 812 008	50	Sterilní (aseptická)	Hromadné balení v sáčku	50	4-6 týdnů	530 Kč
130 067 812 004	50	Sterilní/gamma záření	Jednotlivě baleno	50	4-6 týdnů	998 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.