

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Zkumavky centrifugační > Zkumavka centrifugační, typ Falcon s bílou graduací, včetně stojánu

## Zkumavka centrifugační, typ Falcon s bílou graduací, včetně stojánu

Materiál: PP

- objem: 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno, šroubový uzávěr
- bílá graduace (po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- materiál: průhledný PP
- max. RCF: 9400 x g
- autoklávatelná do 121 °C
- rozměry v tabulce jsou uvedeny ve tvaru průměr x délka
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány včetně stojánu v balení po 25 ks



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Obj. číslo	Objem [ml]	Sterilní	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 084 114	50	ne	30 x 117	25	Skladem, do 1 týdne	212 Kč
331 850 084 115	50	ano	30 x 117	25	3-4 týdny	232 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*