

## Zkumavka centrifugační, typ Falcon s bílou graduací, včetně stojánku

Materiál: PP

- objem: 50 ml
- sterilní i nesterilní provedení
- kónické dno, šroubový uzávěr
- bílá graduace (po 2,5 ml)
- bílá ploška na popis
- materiál: průhledný PP
- max. RCF: 9400 x g
- autoklávatelná do 121 °C
- rozměry v tabulce jsou uvedeny ve tvaru průměr x délka
- **informace k dodávce:** zkumavky jsou dodávány včetně stojánku v balení po 25 ks



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

| Obj. číslo      | Objem [ml] | Sterilní | Rozměry [mm] | Balení [ks] | Dostupnost          | Cena / bal. |
|-----------------|------------|----------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| 331 850 084 114 | 50         | ne       | 30 x 117     | 25          | Skladem, do 1 týdne | 212 Kč      |
| 331 850 084 115 | 50         | ano      | 30 x 117     | 25          | Skladem, do 1 týdne | 232 Kč      |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*